

LOMBAMUM® Produktinformation

Besondere Merkmale

- Nur eine Größe!
- Zwei unterschiedlich lange Bauchgurte zur Anpassung an den wachsenden Bauchumfang
- Vier Verstärkungsstäbe im Rücken
- Zwei Unterstützungsgurte zur individuell anpassbaren Unterstützung des Bauches

Indikationen

Mit der Schwangerschaft einhergehende Schmerzen in Rücken, Bauchdecke, Iliosakralgelenken oder Beckenboden

Wirkungsweise

Heben und Unterstützen des Bauches durch zirkuläre Umschließung

Farbe

Flieder

Größe

Universalgröße von 82 bis 125 cm Taillenumfang

Art.-Nr.

0805

HMV.-Nr.

23.14.03.1035

MiGel-Nr.

05.14.03.00.1



THUASNE DEUTSCHLAND GmbH

Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177
info@thuasne.de · www.thuasne.de

Kundenservice

Tel.: +49 5139 988-205
Fax: +49 5139 988-177



TM13435BDD_01191028

©JIMMY DELPIRE



LOMBAMUM®

Schwangerschafts-Bandage



Schwangerschaft und Rückenschmerz

Die Schwangerschaft ist eine wichtige Phase im Leben einer Frau, während der sich die Körperformen runden und sich der Körperschwerpunkt verlagert. Die Empfindlichkeit der Haut ist gesteigert und kann zu Spannungsgefühlen führen. Viele Frauen spüren in dieser Zeit Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule und des Bauches. Häufig treten sie ab dem sechsten Schwangerschaftsmonat auf. Durch die veränderte Belastung des Körpers ermüden die Muskeln und Bänder schneller. Mit wachsendem Bauchumfang werden alltägliche Aktivitäten immer beschwerlicher und möglicherweise auch schmerzhafter.

Viele Schwangere nehmen das als gegeben hin. Sie können jedoch viel tun, um die Beschwerden zu lindern und zu verhindern, dass sie womöglich chronisch werden.



Die Schwangerschaftsbandage LOMBAMUM® stützt Ihren Bauch und entlastet auf diese Weise Bauch- und Rückenmuskeln von einem Teil des Gewichtes Ihres ungeborenen Kindes. Die Bandage korrigiert die Kippung des Beckens und stabilisiert so die Wirbelsäule. Zusätzlich hebt der anatomisch gut geformte Gurt den Bauch und entlastet so auch die Bauchdecke und den Beckenboden.

Die Beweglichkeit des Kindes wird durch die Bandage nicht eingeschränkt, da kein Druck auf den Bauch ausgeübt wird. Auch die Blutzirkulation der unteren Hohlvene (Vena cava inferior) wird nicht beeinträchtigt.

So bringt Sie LOMBAMUM® sanft zurück in eine gute Körperhaltung.

Weitere Tipps gegen Rückenschmerzen

- Ein warmes Bad, der warme Strahl einer Dusche auf dem Rücken oder ein Wärmekissen können die Muskulatur entspannen und Schmerzen lindern.
- Achten Sie auf eine korrekte Körperhaltung und vermeiden Sie schweres Heben. Wenn Sie etwas hochheben müssen, führen Sie es dicht an Ihrem Körper, beugen Sie die Knie, nicht den Rücken, und vermeiden Sie Drehungen.
- Regelmäßiges Schwimmen oder Aqua-Fitnesskurse können helfen, die Schmerzen effektiv zu lindern.
- Behutsame Massagen am unteren Rücken helfen oftmals gegen müde, schmerzende Muskeln.



So finden Sie wieder ins Gleichgewicht!

- **Das Gewicht des Bauches wird durch LOMBAMUM® besser verteilt.**
Die ergonomisch angepasste Form unterstützt den Schwangerschaftsbauch ohne zu drücken, das Baby in seinen Bewegungsmöglichkeiten einzuschränken oder die Blutzirkulation zu behindern.
- **LOMBAMUM® ist leicht anzulegen und variabel.**
Sie kann mit unterschiedlichen Gurten dem wachsenden Bauchumfang angepasst werden. Auch die Stützwirkung lässt sich individuell regulieren.
- **Die Materialzusammensetzung der LOMBAMUM® gewährleistet höchsten Komfort für die sensible Haut.**
Unter Verwendung von Bambusfasern wurden die Materialien im Hinblick auf Weichheit und besonders gute Verträglichkeit entwickelt.