


MOBIDERM®

Das patentierte Bandagenmaterial für effiziente und angenehme Entstauung durch Mobilisierung des Unterhautgewebes



MOBIDERM®-Binden kommen unter einer Kompressionsbandagierung zur Anwendung. Sie erzeugen einen Druckunterschied zwischen der Auflagefläche der eingearbeiteten Schaumstoffwürfel und der angrenzenden Umgebung, was zu einem Zugeffekt zwischen den behandelten Unterhautgewebereichen führt. Hierdurch wird das Ergebnis der Manuellen Lymphdrainage nicht nur gehalten, sondern verstärkt.

Die verwendeten Materialien ermöglichen größtmögliche Beweglichkeit während der Bandagierung und tragen so zu einem optimalen Therapieerfolg bei hoher Patientencompliance bei.

- Von THUASNE patentiertes Produkt

THUASNE DEUTSCHLAND GmbH

Im Steinkamp 12
D-30938 Burgwedel
Tel.: +49 5139 988-0
Fax: +49 5139 988-177
info@thuasne.de
www.thuasne.de

Hauptstraße 16
D-35099 Burgwald
Tel.: +49 6451 7212-180
Fax: +49 6451 7212-980



TM13422BDD02161028

MOBIDERM®

Das patentierte Bandagenmaterial für effiziente und angenehme Entstauung durch Mobilisierung des Unterhautgewebes



Die erprobten Komplettlösungen

MOBIDERM® Kits



Behandlungs-Pakete zur Entstauung durch Mobilisierung in der Ödemtherapie

| | |
|----------------------|--|
| Indikationen | <ul style="list-style-type: none">• Behandlung von Ödemen und Lymphödemen• Drainage von Hämatomen• Lockerung von Fibrosen |
| Version | MOBIDERM® Kit 1 Arm Inhalt: 1 x Biflex Binde 8cm x 3m 1 x Biflex Binde 8cm x 5m 1 x Cotton Short Stretch Binde 11cm x 4m 2 x MOBIDERM® Binde 10cm x 3m (gr. Würfel) |
| Art.-Nr., PZN | 37009029999905, 07034858 |
| Version | MOBIDERM® Kit 1 oHs Arm ohne Hautschutz Inhalt: 1 x Biflex Binde 8cm x 3m 1 x Biflex Binde 8cm x 5m 2 x MOBIDERM® Binde 10cm x 3m (gr. Würfel) |
| Art.-Nr., PZN | 370090299999S5, 11001008 |
| Version | MOBIDERM® Kit 2 Bein Inhalt: 1 x Biflex Binde 8cm x 3m 1 x Biflex Binde 10cm x 3m 1 x Biflex Binde 10cm x 5m 2 x Cotton Short Stretch Binde 11cm x 4m 3 x MOBIDERM® Binde 10cm x 3m (gr. Würfel) |
| Art.-Nr., PZN | 37009029999906, 07034901 |
| Version | MOBIDERM® Kit 2 oHs Bein ohne Hautschutz Inhalt: 1 x Biflex Binde 8cm x 3m 1 x Biflex Binde 10cm x 3m 1 x Biflex Binde 10cm x 5m 3 x MOBIDERM® Binde 10cm x 3m (gr. Würfel) |
| Art.-Nr., PZN | 370090299999S6, 11001014 |

- Zur Mobilisierung des Unterhautgewebes mit gleichzeitig größtmöglicher Mobilität in der Entstauungsphase

Für die lokale Anwendung

MOBIDERM® Platten



Zuschneidbares Pelottenmaterial zur lokalen Mobilisierung in der Ödemtherapie

| | |
|---------------------|---|
| Indikationen | <ul style="list-style-type: none"> • Behandlung von Ödemen und Lymphödemen • Drainage von Hämatomen • Lockerung von Fibrosen |
| Größen | Plattengröße: 100 cm x 25 cm Kleine Würfel (5 mm x 5 mm) oder Große Würfel (15 mm x 15 mm) |
| Art.-Nr. PZN | Kleine Würfel: 37100103310001 11001020 Große Würfel: 37100103310002 11001037 |
| Farbe | weiß |

- Schnittfest
- Individuelle Anpassung
- Variabel einsetzbar

Zur effektiven Therapie von Hämatomen, Fibrosen und postoperativen Ödemen

Zubehör

Cotton Short Stretch



Doppellagige Baumwollbinde

| | |
|---------------------|--|
| Indikation | • Hautschutzbandagierung in der Ödemtherapie |
| Größe | 11 cm x 4 m |
| Art.-Nr. PZN | 01010101140000 11001043 |
| Farbe | weiß |

- Schützt die Haut vor Scher- und Reibekräften

Biflex Ideal



Elastische Kurzzugbinde

| | |
|---------------------|--|
| Indikation | • Bandagierung von Fingern und Zehen in der Ödemtherapie |
| Größe | 3 cm x 5 m |
| Art.-Nr. PZN | 11000200350000 11001066 |
| Farbe | weiß |
| Indikation | • Bandagierung von Armen und Beinen in der Ödemtherapie |
| Größe | 8 cm x 5 m |
| Art.-Nr. PZN | 11000200850000 11001095 |
| Farbe | weiß |

- Zur kombinierten ergänzenden Kurzzugbandagierung in der Therapie
- Schmal zur Bandagierung von Fingern und Zehen

Serienversorgung - Unterstützung und Optimierung in der Erhaltungsphase

MOBIDERM® Armstrumpf



Armstrumpf (seitengleich) mit großen Würfeln (15 mm x 15 mm) zirkulär eingearbeitet, Ellenbogen anatomisch angeformt

| Indikationen | <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Volumenreduzierung in der Ödemtherapie • Lockerung von Fibrosen • Ergänzung der Flachstrickkompressionskleidung in der KPE 2, beispielsweise als Nachtversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|---|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|---|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|---|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|---|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|
| Größen | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Handgelenkumfang cm</th> <th>Ellenbogenumfang cm</th> <th>Armumfang cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>22-25</td> <td>25-29</td> </tr> <tr> <td>1+</td> <td>14-16</td> <td>24-27</td> <td>28-32</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>25-28</td> <td>29-33</td> </tr> <tr> <td>2+</td> <td>16-18</td> <td>27-30</td> <td>31-35</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>28-31</td> <td>32-36</td> </tr> <tr> <td>3+</td> <td>18-20</td> <td>30-33</td> <td>35-39</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>31-34</td> <td>35-39</td> </tr> <tr> <td>4+</td> <td>20-22</td> <td>33-36</td> <td>38-42</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>34-37</td> <td>38-42</td> </tr> <tr> <td>5+</td> <td>22-24</td> <td>36-39</td> <td>41-45</td> </tr> </tbody> </table> <p>seitengleich Ausführung normal: Körpergröße bis 165 cm Ausführung lang: Körpergröße ab 165 cm</p> | Größe | Handgelenkumfang cm | Ellenbogenumfang cm | Armumfang cm | 1 | | 22-25 | 25-29 | 1+ | 14-16 | 24-27 | 28-32 | 2 | | 25-28 | 29-33 | 2+ | 16-18 | 27-30 | 31-35 | 3 | | 28-31 | 32-36 | 3+ | 18-20 | 30-33 | 35-39 | 4 | | 31-34 | 35-39 | 4+ | 20-22 | 33-36 | 38-42 | 5 | | 34-37 | 38-42 | 5+ | 22-24 | 36-39 | 41-45 |
| Größe | Handgelenkumfang cm | Ellenbogenumfang cm | Armumfang cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 22-25 | 25-29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1+ | 14-16 | 24-27 | 28-32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 25-28 | 29-33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2+ | 16-18 | 27-30 | 31-35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 28-31 | 32-36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3+ | 18-20 | 30-33 | 35-39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 31-34 | 35-39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4+ | 20-22 | 33-36 | 38-42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 34-37 | 38-42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5+ | 22-24 | 36-39 | 41-45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art.-Nr. | 3730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbe | beige | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Die einzigartige Lösung
- für den schnellen Erfolg

MOBIDERM® Handschuh



Handschuh ohne Finger (seitengleich) und mit Fingern (links oder rechts) mit kleinen Würfeln (5 mm x 5 mm) auf Handrücken

| Indikation | <ul style="list-style-type: none"> • Zur Entstauung und Mobilisierung in der Ödemtherapie • Ergänzung der Flachstrickkompressionskleidung in der KPE 2, beispielsweise als Nachtversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------------|---------------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|
| Größen | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Handgelenkumfang cm</th> <th>Handumfang cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>14-16</td> <td>15-17</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16-18</td> <td>17-19</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>17-19</td> <td>19-21</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>19-21</td> <td>21-23</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20-22</td> <td>23-25</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>21-23</td> <td>25-27</td> </tr> </tbody> </table> <p>Handschuh ohne Finger: seitengleich Handschuh mit Fingern: links oder rechts</p> | Größe | Handgelenkumfang cm | Handumfang cm | 1 | 14-16 | 15-17 | 2 | 16-18 | 17-19 | 3 | 17-19 | 19-21 | 4 | 19-21 | 21-23 | 5 | 20-22 | 23-25 | 6 | 21-23 | 25-27 |
| Größe | Handgelenkumfang cm | Handumfang cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 14-16 | 15-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16-18 | 17-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 17-19 | 19-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 19-21 | 21-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 20-22 | 23-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 21-23 | 25-27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art.-Nr. | Handschuh ohne Finger: 3731 Handschuh mit Fingern: 3732 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbe | beige | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Sofort einsetzbar
- Einfach anzuwenden
- Hoher Tragekomfort