

Sleeq Flex

Orthese zur aktiven Entlastung und Korrektur der LWS und BWS in Sagittalebene



Hohe Rückenpelotte
für mehr Stabilität und eine korrigierende Wirkung

Schultergurte
aus weichem und leichtem Material für einen angenehmen Tragekomfort

Abdominale Verstärkung
mit zusätzlichen Pelotten zur Druckverstärkung

Ergonomisch geformte Zuglaschen
für eine einfache und individuelle Zueinstellung

Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none">• Flaschenzugsystem für individuelle Druckeinstellung• Verstärkter abdominaler Bereich• Hohe Stabilität• Pflegeleichtes Material• Einfach in der Anwendung
Indikationen	<ul style="list-style-type: none">• Stabile, osteoporotische Wirbelkörperfrakturen• Rundrücken mit Schulterfehlhaltung• Spondylitis• Morbus Bechterew
Wirkungsweise	<ul style="list-style-type: none">• Aufrichtung und Stabilisierung der Wirbelsäule• Gezielte Reduzierung einer lumbalen Lordose• Entkyphosierung der BWS• Einschränkung von Rotationsbewegungen
Farbe	Schwarz
Größe	Universalgröße: Taillenumfang 65 - 136 cm, mit Verlängerung bis 157 cm, Leibhöhe 17 cm, Rückenhöhe 46 - 62 cm
Art.-Nr.	54 660
HMV-Nr.	23.15.04.4026

THUASNE DEUTSCHLAND GmbH

Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177
info@thuasne.de · www.thuasne.de

Kundenservice-Hotline: Montag bis Donnerstag
von 8.00 bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
Kundenservice Allgemein: Tel.: 0800 8482763
Kundenservice Serienprodukte:
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177



TMI 34376DD_02170825

Osteoporose

Ein Orthesenkonzept



THUASNE

Osteomed Acute

Osteoporoseorthese im **PROMASTER** Design



NEU: Individuell einstell- und fixierbarer Gurtwinkel, für ein noch besseres Positionieren der Orthese.

Gepolstertes Gurtmaterial, für einen angenehmen Sitz über der Schulter und im Achselbereich.

Anformbare Rückenschiene, leicht und stufenlos einstellbar.

Flaches, anschmiegsames Gurtmaterial für hohen Tragekomfort.

Variabel kürzbare Gurte für einen noch besseren Sitz der Orthese.

NEU: Direkte Fixierung des Klettverschlusses auf dem Bauchverschluss, für ein leichtes Fixieren.

NEU: Griffflasche zum leichteren Schließen des Bauchgurtes.

NEU: Abgerundete Abschlüsse für einen einheitlichen Look.

Neues Design mit noch mehr Details

In bewährter Universalgröße



Neu positionierte Griffflaschen ermöglichen ein leichtes Anlegen.



...einfaches Fixieren der Gurte.



...perfekter Sitz der Orthese.

Indikationen	<ul style="list-style-type: none"> • Osteoporose • Osteoporotische Wirbelkörperfrakturen • Rundrücken • Schmerztherapie
Kontraindikation	<ul style="list-style-type: none"> • Instabile osteoporotische Wirbelkörperfrakturen • Großflächige Hautverletzungen oder -erkrankungen • Ausgedehnte Hämatome und starke Schwellungen
Wirkungsweise	<ul style="list-style-type: none"> • Aufrichtung der BWS durch Zurückführen des Schultergürtels • Kräftigung und Aktivierung der Rückenmuskulatur • Schmerzlinderung
Farbe	Anthrazit
Größe	Universalgröße für Lumbalbereich 70 cm – 140 cm, Rückenschiene 40 cm – 60 cm
Art.-Nr.	54 880
HMV-Nr.	23.15.04.4007

Osteo-med

Osteoporoseorthese für die erste Versorgung



Einstellbare Träger für einen optimalen Sitz und leicht anzulegen.

Reißverschluss für einen leichten Einstieg.

Patentiertes Luftkammer-Pelotten-System zur reflektorisch-muskulären Aufrichtung der Wirbelsäule durch propriozeptive Stimulation.

Unterstützungsgurte für einen optimalen Anpressdruck der Pelotten.

Zwickel mit Haken- und Augenband als Individualisierung mit Klettverschluss erhältlich.

Indikationen	• Osteoporose
Kontraindikation	<ul style="list-style-type: none"> • Instabile osteoporotische Wirbelkörperfrakturen • Großflächige Hautverletzungen oder -erkrankungen • Ausgedehnte Hämatome und starke Schwellungen
Wirkungsweise	<ul style="list-style-type: none"> • Neuromuskuläre, reflektorische Aufrichtung von Wirbelsäule und Becken • Schmerzreduzierung durch Gate Control Effekt • Frakturprophylaxe und Koordinationsverbesserung
Farbe	Haut
Größe	Alle Ausführungen sind in 3 Rumpflängen und als Sonderanfertigung lieferbar: K = Kurz, ca. 65 cm N = Normal lang, ca. 67,5 cm (Standard) L = Lang, ca. 70 cm S = Sonderanfertigung Zur Größenbestimmung ist ein Maßblatt/Bestellformular auszufüllen.
Art.-Nr.	54 850 I (Cup AA-B), 54850 II (Cup C-E)
HMV-Nr.	23.15.04.4XXX