



THUASNE



Ligaflex – was sonst?

Handgelenkversorgung

Wieder kraftvoll zugreifen!

Handgelenkschmerzen sind ein in der Bevölkerung weit verbreitetes Problem, das in jeder Altersgruppe auftreten kann. Das Handgelenk muss eine gute Beweglichkeit aufweisen und wird tagtäglich einer hohen Belastung ausgesetzt. Hierzu ist eine komplexe anatomische Struktur sowohl der Knochen als auch der umgebenden Weichteile notwendig. Genau diese Komplexität macht das Gelenk jedoch auch anfällig für Funktionsstörungen unterschiedlicher Ursachen. In vielen Fällen sind auftretende Schmerzen Folge von Verletzungen, oftmals liegt der Auslöser jedoch auch bei einem Langzeitproblem wie z.B. Arthrose oder Karpaltunnelsyndrom, oder überhöhter Beanspruchung.

Da die Hände bei den Tätigkeiten des täglichen Lebens eine wesentliche Funktion einnehmen, führen Schmerzen zu einer meist erheblichen Einschränkung im Alltag. THUASNE Orthesen stabilisieren die schmerzenden Bereiche und unterstützen den Heilungsprozess. Bequeme Schnittführung, komfortable Materialien und raffinierte Features reduzieren die Einschränkungen auf ein Minimum und sorgen für beste Trageigenschaften.

Ligaflex Rhizo

Daumenorthese



Greiffunktion bleibt vollständig erhalten, minimale Einschränkung anderer Gelenke.

Bequeme Daumenöffnung separat einstellbar.

Leichtes An- und Ablegen, klein und leicht.



Indikationen

- Reizzustände des Daumengelenks
- Rhizarthrose
- Bandläsionen (Skidaumen)

Kontraindikationen

Das Produkt nicht im Bereich einer offenen Wunde anlegen.

Wirkungsweise

Immobilisierung und Stabilisierung des Daumensattelgelenks. Stabilisierung bei voller Beweglichkeit des Handgelenks in allen Ebenen, sowie Erhaltung der Oppositionsfähigkeit des Daumens und der gesamten Feinmotorik.

Farbe

Grau/schwarz

Größe

Größe	Handgelenkumfang cm
1	13,0 – 17,0
2	17,0 – 23,0



links oder rechts

Art.-Nr.

7090

HMV.-Nr.

23.07.01.1042

MiGel.-Nr.

05.07.01.00.1

Pos.-Nr.

3213 050 TF

Ligaflex Finger

Zur Immobilisierung eines oder mehrerer Finger



Sehr flach und leicht mit sehr guter Passform.

4 Gurte
2 fix positioniert und 2 individuell positionierbar.

Anformbare Aluschiene für eine durchgängige Fixierung vom Handgelenk bis zu den Fingern.

Soft-Gurt mit Anti-Slip Funktion für mehr Komfort.

Volar oder dorsal positionierbar.

Handgelenkgurt anatomisch geschnitten für mehr Komfort.

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung der Interphalangealgelenke notwendig ist, wie z.B.:

- Postoperativ
- Posttraumatisch

Kontraindikationen

Das Produkt nicht im Bereich einer offenen Wunde anlegen.

Wirkungsweise

Ruhigstellung der Fingergelenke eines oder mehrerer Finger.

Farbe

Schwarz/blau

Größe

Größe	Abstand Fingerspitze des verletzten Fingers - Handgelenk cm
1	<13,0
2	13,0 – 16,0
3	16,0 – 19,0
4	19,0 – 22,0

seitengleich

Art.-Nr.

2432 02

HMV.-Nr.

23.07.01.0011

MiGel.-Nr.

05.07.01.00.1

Pos.-Nr.

32030

Ligaflex Boxer

Orthese zur Immobilisierung der Fingergelenke des 4. und 5. Mittelhandknochens



Interdigitale Trennung zum Schutz vor Reibungen an den fixierten Fingern.



Fix positionierte Aluschiene
Dorsalschiene 90° für die Finger, Volar-schiene 20° am Handgelenk.

Einfaches Anlegen, sehr flach und leicht, gute Passform.

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung der Interphalangealgelenke des 4. und 5. Mittelhandknochens notwendig ist, wie z.B.:

- Postoperativ
- Posttraumatisch

Kontraindikationen

Das Produkt nicht im Bereich einer offenen Wunde anlegen.

Wirkungsweise

Ruhigstellung des 4. und 5. Mittelhandknochens.

Farbe

Blau/grau

Größe

Größe Handgelenkumfang cm

1	13,0 – 15,0
2	15,5 – 17,5
3	18,0 – 20,0
4	20,5 – 23,0



Art.-Nr.

2431 02

HMV-Nr.

23.07.01.0010

MiGel.-Nr.

05.07.04.00.1

Pos.-Nr.

32030

Ligaflex Pro+

Handgelenkorthese mit Daumenfixierung zur Immobilisierung



Daumenfixierung,
Gurt in der Länge individuell kürzbar.



Innovatives Zugsystem
wodurch sich der Umfang mühelos an die unterschiedlichen Schwellungszustände anpasst.

Flexibles Verschlusssystem für einfaches, schnelles und gleichmäßiges Öffnen sowie die Möglichkeit des Schließens an jeder Stelle der Orthese.



Boa®-Technologie: reißfestes Seil zum Anpassen der Orthese.

Hochwertige Materialien sorgen für hohe Stabilität und angenehmen Tragekomfort.



Indikationen

- Distorsionen
- Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- Tendovaginitis und Karpaltunnelsyndrom
- Rheumatische Pathologien
- Arthritis im Bereich des Handgelenks oder der Handwurzelknochen sowie des Daumengrundgelenks
- Arthrose im Bereich des Hand- oder Daumengelenks

Kontraindikationen

Das Produkt nicht im Bereich einer offenen Wunde anlegen.

Wirkungsweise

Immobilisierung des Handgelenks in Flexion und Extension sowie Ulnar- und Radialabduktion durch volar und dorsal eingesetzte Stabilisierungselemente und Daumenfixierung.

Farbe

Grau/schwarz

Größe

Größe Handgelenkumfang cm

1	13,0 – 15,0
2	15,5 – 17,5
3	18,0 – 20,0
4	20,5 – 23,0



Art.-Nr.

2434

HMV-Nr.

23.07.02.2032

MiGel.-Nr.

05.07.04.00.1

Ligaflex Pro

Handgelenkorthese zur Immobilisierung



Universal für links und rechts und nur zwei Größen.

Innovatives Zugsystem wodurch sich der Umfang mühelos an die unterschiedlichen Schwellungszustände anpasst.



Flexibles Verschlusssystem für einfaches, schnelles und gleichmäßiges Öffnen sowie die Möglichkeit des Schließens an jeder Stelle der Orthese.



Boa®-Technologie: reißfestes Seil zum Anpassen der Orthese.

Hochwertige Materialien sorgen für hohe Stabilität und guten Tragekomfort.



Indikationen

- Distorsionen des Handgelenks (funktionelle Behandlung)
- Tendovaginitis und Karpaltunnelsyndrom
- Rheumatische Pathologien
- Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- Arthritis im Bereich des Handgelenks oder der Handwurzelknochen
- Arthrose im Bereich des Handgelenks

Kontraindikationen

Das Produkt nicht im Bereich einer offenen Wunde anlegen.

Wirkungsweise

Immobilisierung des Handgelenks in Flexion und Extension sowie Ulnar- und Radialabduktion durch volar und dorsal eingesetzte Stabilisierungselemente.

Farbe

Grau/schwarz

Größe

Größe	Handgelenkumfang cm
1	13,0 – 17,0
2	17,0 – 23,0



seitengleich

Art.-Nr.

2433-02

HMV.-Nr.

23.07.02.4051

MiGel.-Nr.

05.07.03.00.1

Ligaflex Classic

Handgelenkorthese mit volarer Schiene zur Immobilisierung

Indikationen

- Distorsionen
- Postoperative und posttraumatische Reizzustände
- Arthritis
- Tendovaginitis
- Karpaltunnelsyndrom

Kontraindikationen

Das Produkt nicht im Bereich einer offenen Wunde anlegen.

Wirkungsweise

Immobilisierung des Handgelenks in zwei Bewegungsrichtungen.

Farbe

Grau/schwarz · beige

Größe

Größe	Handgelenkumfang cm
1	13,0 – 15,0
2	15,5 – 17,5
3	18,0 – 20,0
4	20,5 – 23,0



links oder rechts

links oder rechts

Art.-Nr.

2435

HMV.-Nr.

23.07.02.4003

MiGel.-Nr.

05.07.03.00.1

Pos.-Nr.

32221 075 TP



Ligaflex Manu

Handgelenkorthese mit Daumenfixierung

Indikationen

- Distorsionen
- Postoperative und posttraumatische Reizzustände
- Arthritis
- Tendovaginitis
- Karpaltunnelsyndrom

Kontraindikationen

Das Produkt nicht im Bereich einer offenen Wunde anlegen.

Wirkungsweise

Ruhigstellung des Handgelenks und Daumensattelgelenks.

Farbe

Grau/schwarz · beige

Größe

Größe	Handgelenkumfang cm
1	13,0 – 15,0
2	15,5 – 17,5
3	18,0 – 20,0
4	20,5 – 23,0



links oder rechts

Art.-Nr.

2430

HMV.-Nr.

23.07.02.2002

MiGel.-Nr.

05.07.04.00.1

Pos.-Nr.

32434 017 KV F



THUASNE DEUTSCHLAND GmbH

Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177
info@thuasne.de · www.thuasne.de

Kundenservice-Hotline: Montag bis Donnerstag
von 8.00 bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
Kundenservice Allgemein: Tel.: 0800 8482763
Kundenservice Serienprodukte:
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177



TM13495BDD1_10180325