








THUASNE

Orthocare Klassiker







Halswirbelsäule

	Produkt/Beschreibung	Größen	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
	Ortel Anatomic HWS-Stabilisierungsorthese, mittlere Stützkraft • Größen: 1 – 3, 3 Höhen • Farben: beige · blau	Kinnhöhe cm 7,5 9,0 11,0 Halsumfang: 1 28 – 33 cm x x x 2 34 – 39 cm x x x 3 40 – 46 cm x x x  (1) Kinnhöhe (2) Halsumfang	2394	23.12.03.0003
	Ortel Anatomic Junior HWS-Stabilisierungsorthese • Größe: Universalgröße • Farbe: blau	Universalgröße für Kinder für Halsumfänge von 24 – 27 cm, Höhe 6,0 cm	2620	23.12.03.0003

Schulter

	Produkt/Beschreibung	Größen	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
	Immo Classic Schultergelenkorthese zur Immobilisierung, 0° • Größen: 1 – 4 • Farbe: schwarz	Größe Taillenumfang 1 50 – 71 2 72 – 94 3 95 – 117 4 118 – 140 seitengleich	 2445	23.09.01.0002

Arm und Hand

	Produkt/Beschreibung	Größen	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
	Orthoflex, kurz Handgelenkbandage, kurze Ausführung, 16 cm lang • Größen: XS – XL, links oder rechts • Farben: weiß/blau · schwarz · haut	Größe Handgelenk- umfang cm XS 11,5 – 14,0 S 14,0 – 16,5 M 16,5 – 18,5 L 18,5 – 20,5 XL > 20,5 links oder rechts	 49 300	05.07.02.3005
	Dynastab Dual Hand Leichte Handgelenkorthese zur Immobilisierung in einer Bewegungsrichtung, 16 cm lang • Größen: 1 – 3 • Farben: schwarz · beige	Größe Handgelenk- umfang cm 1 13,0 – 16,0 2 16,5 – 19,5 3 20,0 – 23,0 seitengleich	 7040	23.07.02.0002
	Ligaflex Immo Hand Handgelenkorthese zur Immobilisierung in zwei Ebenen, 25 cm lang • Größen: 1 – 4, links oder rechts • Farbe: grau Schienen-Set für 7080 zum Umbau in Version Flex- oder Ulnar-deviation • Größe: Universalgröße	Größe Handgelenk- umfang cm 1 13,0 – 15,0 2 15,5 – 17,5 3 18,0 – 20,0 4 20,5 – 23,0 links oder rechts	 7080 708090	23.07.02.4028





Arm und Hand

	Produkt/Beschreibung	Größen	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
	Handgelenk-Orthese in Schalenbauweise Handgelenk-Hand-Orthese • Größen: S – L, links oder rechts • Farbe: weiß		71 100	23.07.02.5XXX
	Handgelenk-Orthese in Schalenbauweise Handgelenk-Hand-Daumen-Orthese • Größen: S – L, links oder rechts • Farbe: weiß	Größe Mittelhand-Maß cm Handgelenk-umfang cm Unterarm-umfang cm S 7,0 – 8,0 17,5 – 20,0 20,0 – 25,0 M 8,0 – 9,5 20,0 – 22,5 25,0 – 30,0 L 9,5 – 10,5 22,5 – 25,0 30,0 – 35,0	71 110	23.07.02.5XXX
	Handgelenk-Orthese mit Finger- und Daumenfixierung Handgelenk-Hand-Daumen-Finger-Orthese • Größen: S – L, links oder rechts • Farbe: weiß	links oder rechts	71 120	23.07.02.3XXX
	Unterziehstrumpf für Art.-Nr. 71 100 • RH 1: für Größen S – L • Farbe: weiß	Größe für Art.-Nr. passend	71 109	
	Unterziehstrumpf für Art.-Nr. 71 110 und 71 120 • RH 2: für Größen S – L • Farbe: weiß	1 71 100 S, M, L 2 71 110, 71 120 S, M, L 3 71 002 S 4 71 002 M, L, XL 5 71 006 S 6 71 006 M, L, XL	71 109	
	Pollex-med Daumenorthese zur Immobilisierung des Sattel- und Grundgelenks, komplett mit Baumwoll-Inliner, Klettgurt 50 mm breit • Größen: XS – XL, links oder rechts • Farbe: transparent Inliner für Art.-Nr. 48 021 • Größe: Universalgröße	Größe Handgelenk-umfang cm Daumenbreite cm XS 12,0 – 14,0 1,7 S 14,0 – 16,5 2,0 M 16,5 – 18,5 2,2 L 18,5 – 20,5 2,4 XL 20,5 – 22,0 2,6	48 021	23.07.01.1026
		 links oder rechts	64 020	
	Humerus-Fraktur-Orthese • Größen: S – XL, links oder rechts • Farbe: weiß • Inkl. Armtragegurt Armtragegurt für Art.-Nr. 71 002, 71 006 • Farbe: natur Unterziehstrumpf für Art.-Nr. 71 002 • RH 3: für Größe S • RH 4: für Größen M – XL	Größe Oberarm-umfang cm Bizepslänge cm S 20,0 – 28,0 11,5 M 28,0 – 35,5 13,0 L 30,0 – 38,0 14,0 XL 30,0 – 38,0 16,0	71 002	
		 (1) Umfang (2) Bizepslänge	48 030	
		links oder rechts	71 109	
	Humerus-Fraktur-Orthese • Größen: S – XL, links oder rechts • Farbe: weiß • Inkl. Armtragegurt Unterziehstrumpf für Art.-Nr. 71 006 • RH 5: für Größe S • RH 6: für Größen M – XL	Größe Oberarmumfang unten cm Oberarmumfang oben cm S 18,0 – 23,0 23,0 – 28,0 M 23,0 – 28,0 28,0 – 33,0 L 28,0 – 33,0 33,0 – 38,0 XL 33,0 – 38,0 38,0 – 43,0	71 006	
		 (1) Umfang unten (2) Umfang oben	71 109	
		links oder rechts		
	Ulna-Fraktur-Orthese • Größen: S – L, links oder rechts • Farbe: weiß	Größe Unterarm-umfang cm S 20,0 – 25,0 M 25,0 – 30,0 L 30,0 – 35,0	71 003	
		 links oder rechts		



Rücken

	Produkt/Beschreibung	Größen	Art.-Nr.	Pos.-Nr.	
	Dynacross LWS-Stabilisierungsorthese, leichte Stützkraft <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe: 26 cm • Größen: 1 – 6 • Farben: weiß · beige 		7680	23.14.03.0005	
	Lombacross LWS-Stabilisierungsorthese in schmaler Schnittform, mittlere Stützkraft <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe: 26 cm • Größen: 1 – 6 • Farbe: weiß 		0830-05	23.14.03.0006	
	Lombacross Classic LWS-Stabilisierungsorthese in breiter Schnittform, mittlere Stützkraft <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe: 26 cm • Größen: 1 – 6 • Farben: weiß · beige · schwarz 	Größe Taillenumfang cm 1 52 – 62 2 63 – 74 3 75 – 89 4 90 – 105 5 106 – 120 6 121 – 140		0830-04	23.14.03.0006
	Dynacross Activity LWS-Stabilisierungsorthese mit Zuelementen, leichte Stützkraft <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe: 26 cm • Größen: 1 – 6 • Farben: weiß · beige 		7685	23.14.03.1027	
	LombaPro Comfort Herren* Flachgestrickte LWS-Stabilisierungsorthese mit Silikon-Pelotte, gerader Schnitt <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe: 26 cm • Größen: 1 – 5 • Farbe: grau (*nur solange der Vorrat reicht)	Größe Taillenumfang cm 1 60 – 70 2 71 – 86 3 87 – 102 4 103 – 121 5 122 – 140		0801-01	23.14.03.2050
	LombaPro Comfort Damen* Flachgestrickte LWS-Stabilisierungsorthese mit Silikon-Pelotte, taillierter Schnitt <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe: 26 cm • Größen: 1 – 5 • Farbe: grau (*nur solange der Vorrat reicht)			0801-02	23.14.03.2050
	Lombafix LWS-Stabilisierungsorthese in schmaler Schnittform, mit Spezialpelotten, starke Stützkraft <ul style="list-style-type: none"> • mit Pelotte 1 – 3 • Rückenhöhe: 26 cm • Größen: 1 – 6 • Farbe: weiß 		0840-08	23.14.03.2005	
	Ausführung wie oben, jedoch mit Pelotte 4	Größe Taillenumfang cm 1 52 – 62 2 63 – 74 3 75 – 89 4 90 – 105 5 106 – 120 6 121 – 140		0840-08	23.14.03.2005
	Lombafix Classic LWS-Stabilisierungsorthese in breiter Schnittform, mit Spezialpelotten, starke Stützkraft <ul style="list-style-type: none"> • mit Pelotte 1 – 3 • Rückenhöhe: 26 cm • Größen: 1 – 6 • Farbe: weiß 		0840-06	23.14.03.2005	
	Ausführung wie oben, jedoch mit Pelotte 4		0840-06	23.14.03.2005	


Rücken

	Produkt/Beschreibung	Größen	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
	Kreuzstützmieder nach Harms Stabilisierungsorthese mit Flex-Pelotte (Art.-Nr. 64 079) und Zugelementen, gerader Schnitt <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe: 29 cm • Leibhöhe: 18 cm • Größen: XS – XXL • Farbe: grau 	Größe Leibumfang cm XS 65 – 75 S 75 – 85 M 85 – 95 L 95 – 105 XL 105 – 115 XXL 115 – 125	55 620	23.14.03.3015
			55 625	23.14.03.3015
	Reversa Comforto Hosenform LWS-Stabilisierungsorthese mit Pelotte, Hosenform 2/3 zu öffnen <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe: 31 cm • Farbe: natur/champagner 	Leibumfang cm Leibhöhe cm Rückenhöhe cm 75 – 120 28 31 75 – 130 31 35 Leibumfänge in 5 cm Abständen	54 770	23.14.03.4007
			54 775	23.14.03.4007
	Lombax Dorso LWS/BWS Entlastungsorthese <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe: Individuell einstellbar • Größen: 1 – 6 • Farbe: grau 	Größe Taillenumfang cm 1 52 – 62 2 63 – 74 3 75 – 89 4 90 – 105 5 106 – 120 6 121 – 140	0845	23.15.04.3XXX
	Stomex Abdominalbandage für Stomaträger <ul style="list-style-type: none"> • Rückenhöhe: 25 cm • Größen: 1 – 4 • Farbe: weiß 	Größe Leibumfang cm 1 60 – 70 2 71 – 85 3 86 – 100 4 101 – 120	2700	05.11.03.2001

Knie

	Produkt/Beschreibung	Größen	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
	GenuPro Activ Aktiv-Kniebandage mit verstärktem propriozeptiven Effekt <ul style="list-style-type: none"> • Größen: 1 – 6+ • Farben: schwarz · weiß · silber 	Oberschenkel- Waden- Größe umfang cm umfang cm 1 35 – 38 25 – 28 2 38 – 41 28 – 31 3 41 – 44 31 – 34 4 44 – 47 34 – 37 5 47 – 51 37 – 41 6 51 – 55 41 – 45 6+ 55 – 59 43 – 47 seitengleich	2347	05.04.01.0068
	GenuPro Comfort Comfort-Kniebandage mit verstärktem propriozeptiven Effekt (Langzeitanwendung) <ul style="list-style-type: none"> • Größen: 1 – 6 • Farben: schwarz · beige 	Größe Knieumfang cm 1 31 – 33 2 34 – 36 3 37 – 39 4 40 – 42 5 43 – 45 6 46 – 48 seitengleich	2346	05.04.01.0069



Sprungelenk und Fuß

	Produkt/Beschreibung	Größen	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
	MalleoPro Activ Sprunggelenkbandage mit integriertem Pronationszügel <ul style="list-style-type: none"> • Größen: 1 – 5, links oder rechts • Farben: schwarz · silber 	Größe y-Maß cm 1 28 – 29 2 30 – 31 3 32 – 33 4 34 – 35 5 36 – 38 links oder rechts	2368	05.02.01.2003





Sprunggelenk und Fuß

	Produkt/Beschreibung	Größen	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
	Ligastrap Immo Sprunggelenkorthese mit elastischem Kreuzzügel • Größen: 0 – 1, links oder rechts • Farbe: lavendel	Größe Körpergröße 0 140 – 160 cm 1 > 160 cm links oder rechts	2337	23.02.02.0002
	Castolen-Fußgelenk-Orthese • Größen: S – XL, links oder rechts • Farbe: weiß	Größe Waden- Höhe Schuh- umfang cm cm größe S 30 33 36 – 39 M 35 35 40 – 42 L 40 35 43 – 46 XL 45 38 46 – 48 links oder rechts	71 140	23.03.01.0XXX
	Pero-med Peronäusorthese • Größen: 1 – 7, links oder rechts • Farbe: grau	Größe Schuhgröße 1 31 – 32 2 33 – 34 3 35 – 37 4 38 – 40 5 41 – 43 6 44 – 46 7 47 – 49 links oder rechts	47 972	23.03.02.5008
	Pero-med AFO III/II Peronäusorthese • Größen: S – XL, links oder rechts • Farbe: weiß	Größe Schuhgröße S 35 – 37 M 37 – 39 L 39 – 41 XL 41 – 44 links oder rechts	47 965	23.03.02.5007
	Pero-med Adapt Peronäusorthese mit gleitender Wadenschale • Größen: S – XL, links oder rechts • Farbe: weiß	Größe Schuhgröße S 35 – 38 M 38 – 40 L 40 – 43 XL 43 – 47 links oder rechts	47 960	23.03.02.5006
	Hallux Pro Night Hallux-Valgus-Nachtschiene • Größen: S – L, links oder rechts • Farbe: weiß/blau	Größe Schuhgröße S bis 38 M 38 – 41 L ab 41 links oder rechts	47 930	23.01.01.0XXX
	Sohli Kinderfußstütze aus Silikon • Schuhgrößen: 19 – 38 • Farbe: rot mit jeansblauer Textilauflage	Schuhgröße 19/20 29/30 21/22 31/32 23/24 33/34 25/26 35/36 27/28 37/38	47 984	08.03.00.0XXX

Sprunggelenk und Fuß

	Produkt/Beschreibung	Größen	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
	Elastocalx S/P Viscoelastische Fersenkissen in Schalenform • Größen: XS – XL • Farbe: transparent	Größe Schuhgröße 0 XS 32 – 34 1 S 35 – 37 2 M 38 – 40 3 L 41 – 43 4 XL 44 – 46 links oder rechts	47 981	08.03.06.0007
	Podosil Langsohlige Weichbettungseinlage • Farbe: transparent mit jeansblauer Textilauflage	Schuhgrößen (Doppelgrößen): 35/36 – 47/48	47 880	08.03.02.1XXX

Sprungelenk und Fuß

	Produkt/Beschreibung	Größen	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
	Podo-med Verbandschuh, langsohlig mit zusätzlichem Führungsgurt • Größen: XS – XL • Farbe: schwarz	Größe Fußlänge cm Schuhgröße XS 20 – 21 32 – 34 S 22 – 23 35 – 37 M 24 – 25 38 – 40 L 26 – 27 41 – 43 XL 28 – 29 44 – 46	50 060	31.03.03.4XXX
	Podo-med Verbandschuh, langsohlig mit Zehenschutzrand • Größen: XS – XL • Farbe: schwarz		50 065	31.03.03.4XXX
	Schutzkappe zum Aufkleben Für Art.-Nr. 50 040 und 50 065 • Größen: S – XL • Farbe: schwarz		50 037	
	Einlegesohle Für Art.-Nr. 50 001, 50 002, 50 003, 50 005 und 50 006		50 009	

THUASNE DEUTSCHLAND GmbH

Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel · Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177
 info@thuasne.de · www.thuasne.de
 Hauptstraße 16 · D-35099 Burgwald · Tel.: +49 6451 7212-180 · Fax: +49 6451 7212-980

Kundenservice-Hotline: Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

Kundenservice Allgemein: Tel.: 0800 8482763
 Kundenservice Serienprodukte: Tel.: +49 5139 988-205 · Fax: +49 5139 988-177
 Kundenservice Maßprodukte: Tel.: +49 6451 7212-180 · Fax: +49 6451 7212-980