



Einwilligungserklärung zur Weitergabe von personenbezogenen Daten an den Hersteller liegt vor

Patient

Name: _____ m w
 Vorname: _____ m w
 Geb.-Datum: _____
 Straße, Nr.: _____
 PLZ, Ort: _____

Firmenanschrift

Ansprechpartner _____
 Telefon _____
 Datum _____

Kostenvoranschlag an Fax/Email:

Bestellung

Lieferanschrift

Neuversorgung
 Nachbestellung, Maßnr.: _____
 Änderungen beachten

Interne Vermerke

Anzahl

Stück

Artikel

- Kopf-/Halsband
 Kinnschlinge (bitte alle mit Punkt gekennzeichneten Messpunkte angeben)
 Kopfbandage

Halsrolle

- Höhe Version
 5 cm gerade
 7 cm hinten niedriger
 10 cm

Material

- Nature gewebt
 Skin

Farbe

- beige schwarz mint
 weiß jeans rosa
 rot trend (nur Skin)

Nähte bunt

Halsumfang (kleinster Umfang) _____ cm

Besonderheiten



- Druckpelotte (einzeichnen)
 Memoryschaum (einzeichnen)

- Silon-Tex (einzeichnen)
 Zusätzliche Öffnung (einzeichnen)

Bügelbild:

- Eule Spinne
 Katze Hubschrauber

- 1 _____
Kopfumfang horizontal
- 2 _____
Kopfumfang vertikal
- 3 _____
Halsumfang oben
- 4 _____
Halsumfang unten / Bandagenende
- 5 _____
Nasenbein-Hinterhauptbein
- 6 _____
Nasenbein - Halsumfang oben
- 7a _____
Unterlippe - Kinnschlinge
- 7b _____
Kinnschlinge - Halsumfang oben
- 8 _____
Halslänge vorn
- 9 _____
Halslänge hinten
- 10 _____
Gehörgang - Gehörgang unter dem Kinn
- 11 _____
Ohr unten - Ohr unten über Oberlippe
- 12 _____
Ohr oben - Ohr oben über Nasenwurzel
- 13 _____
Ohrlänge rechts
- 14 _____
Ohrlänge links
- 15 _____
Augenabstand innen
- 16 _____
Augenabstand außen
- 17 _____
Nasenbreite
- 18 _____
Nasenlänge seitlich messen
- 19 _____
Nasenflügel - Nasenflügel über Nasenbein (bei Nasenabdeckung)
- 20 _____
Nasenlänge (bei Nasenabdeckung)
- 21 _____
Mundbreite
- 22 _____
Kinnbreite



Ohr rechts

- frei
 bedeckt
 Abdeckung abnehmbar
 Haftpads rechts

Gesicht

- frei
 bedeckt
 Hinterkopfstege (für Kinnschlinge)
 Haftpads Mitte

Nase

- frei
 bedeckt

Ohr links

- frei
 bedeckt
 Abdeckung abnehmbar
 Haftpads links