



Einwilligungserklärung zur Weitergabe von personenbezogenen Daten an den Hersteller liegt vor

Patient
 Name: _____
 Vorname: _____ m w
 Geb.-Datum: _____

Firmenanschrift

- Kostenvoranschlag**
 Kostenvoranschlag detailliert

An Fax/Email: _____

Bestellung

Lieferanschrift

- Neuversorgung
 Nachbestellung, Maßnr.: _____
 Änderungen beachten
 Lipödem Lymphödem
 Lip-/Lymphödem

Anzahl _____ Stück
Artikel Weste Jacke
 Kombinationsversorgung mit Armstrumpf/Hose/Handschuh (überlappende Versorgungen werden werkseitig berechnet)
Material/ Kompressionsklasse Fine KKL II Poly
Farbe beige schwarz caramel (nur in Poly)

Besonderheiten

Silon-Tex: Epi-Tasche links rechts Cup links rechts

Linke Seite

Rechte Seite

① Halsumfang zirkulär über 7. Cervicalwirbel und Oberkante Sternum

11 _____ Schulterlänge links	12 _____ Achselumfang links	4 _____ Länge Oberkante Sternum bis Unterachselumfang	3 _____ Unterachselumfang zirkulär eingeatmet	14 _____ Achselumfang rechts	13 _____ Schulterlänge rechts
26 _____ Schulterkappe links	25 _____ Oberarmumfang links	6 _____ Länge Oberkante Sternum bis Unterbrustumumfang	5 _____ Unterbrustumumfang eingeatmet	15 _____ Oberarmumfang rechts	16 _____ Schulterkappe rechts
28 _____ Länge bis Oberarmmitte	27 _____ Umfang Mitte Oberarm (dickste Stelle)	8 _____ Länge Oberkante Sternum bis Taille	7 _____ Taillenumfang	17 _____ Umfang Mitte Oberarm (dickste Stelle)	18 _____ Länge bis Oberarmmitte
30 _____ Länge bis Ellenbogen	29 _____ Ellenbogenumfang	10 _____ Länge Oberkante Sternum bis Bandagenende	9 _____ Beckenumfang	19 _____ Ellenbogenumfang	20 _____ Länge bis Ellenbogen
32 _____ Länge bis Unterarmmitte	31 _____ Umfang Mitte Unterarm (dickste Stelle)	37 _____ Länge 7. Cervicalwirbel bis Bandagenende		21 _____ Umfang Mitte Unterarm (dickste Stelle)	22 _____ Länge bis Unterarmmitte
34 _____ Länge bis Handgelenk	33 _____ Handgelenkumfang			23 _____ Handgelenkumfang	24 _____ Länge bis Handgelenk

Arm links


- Verschluss**
 Länge _____ cm
 von: _____ bis: _____
 RV mit H/Ö unterlegt (Standard)
 Reißverschluss
 Haken/Ösen
 Daumenseite, vorn
 Kleinfingerseite, hinten
 innen
 außen
 Anatomische Ellenbeugung
 Standard 20°
 40° 60° 90°
 distal porös (Standard)
 distal vollgestrickt
 Noppenhaftband 3 cm
 Noppenhaftbandstücke
 Silikonhaftpads
 elastisches Abschlussband 3 cm

Thorax

- Halsausschnitt vorn _____ cm ab Sternum
 Halsausschnitt hinten _____ cm ab 7. Cervicalwirbel
 Raglanarm (Standard)
 Kugelarm
Verschluss
 RV mit H/Ö unterlegt (Standard)
 Reißverschluss
 Haken/Ösen
Position Brust Rücken
 Schrittgurt _____ cm lang
 Taillenband
 Noppenhaftband 3 cm
 Noppenhaftband 5 cm
 Noppenhaftbandstücke
 Silikonhaftpads
 elastisches Abschlussband 3 cm
 elastisches Abschlussband 5 cm

Brustkörbchen

links ja nein / rechts ja nein



Umfang Wirbelsäule bis Sternum

links _____ cm rechts _____ cm

Tasche für Epithese


links ja nein / rechts ja nein

Hersteller/Typ/Größe: _____ Hersteller/Typ/Größe: _____

getragene BH-Größe: _____

Arm rechts

- Verschluss**
 Länge _____ cm
 von: _____ bis: _____
 RV mit H/Ö unterlegt (Standard)
 Reißverschluss
 Haken/Ösen
 Daumenseite, vorn
 Kleinfingerseite, hinten
 innen
 außen
 Anatomische Ellenbeugung
 Standard 20°
 40° 60° 90°
 distal porös (Standard)
 distal vollgestrickt
 Noppenhaftband 3 cm
 Noppenhaftbandstücke
 Silikonhaftpads
 elastisches Abschlussband 3 cm



Hinweise zum exakten Maßnehmen einer LYMPHATREX®-Weste oder -Jacke

Allgemeine Hinweise

- Für eine genaue Messung sollten Sie ein flexibles Maßband sowie einen Bodymarker verwenden.
- Die Körpermaße werden in natürlicher Körperhaltung des Patienten ohne Zug genommen.

Hinweise zum Messen

- **Längenmaße Arm werden außen gemessen**
- Die Maße der weiblichen Brust werden über einen eng sitzenden BH, z. B. Sport-BH gemessen.
- Die Längenmaße für den Ärmel werden ab dem Akromion genommen. **Bitte messen Sie dabei stets an der Außenseite des Armes über den Epicondylus lateralis.**
- Für die Arummfänge nehmen Sie lymphologische Zugmaße.

Erklärung der Symbole

- = zirkuläres Maß
- = Längenmaß