



Einwilligungserklärung zur Weitergabe von personenbezogenen Daten an den Hersteller liegt vor

Patient

Name: _____ m w
 Vorname: _____ m w
 Geb.-Datum: _____
 Straße, Nr.: _____
 PLZ, Ort: _____

Firmenanschrift

Ansprechpartner _____
 Telefon _____
 Datum _____

Kostenvoranschlag an Fax/Email:

Bestellung

Lieferanschrift

Neuversorgung
 Nachbestellung, Maßnr.: _____
 Änderungen beachten
 Interne Vermerke

Anzahl

Stück

Artikel

- Arm spezial
 Weste
 Jacke

Material

- Nature gestrickt
 Nature gewebt
 Skin
 Rigid
 Silver

Farbe

- beige schwarz mint
 weiß jeans rosa
 rot Trend (nur Skin)

Nähte bunt

Besonderheiten

- Amputation Memoryschaum (einzeichnen) Zusätzliche Öffnung (einzeichnen) ARION
 Druckpelotte (einzeichnen) Silon-Tex (einzeichnen) Kunstleder (einzeichnen) Anziehhilfe Gr.: _____

Bügelbild:

- Eule Spinne
 Katze Hubschrauber

Rechte Seite

- 13 _____ Schulterlänge rechts
 14 _____ Achselumfang rechts
 16 _____ Schulterkappe rechts
 18 _____ Länge bis Oberarmmitte
 20 _____ Länge bis Ellenbogen
 22 _____ Länge bis Unterarmmitte
 24 _____ Länge bis Handgelenk

① _____ Halsumfang zirkulär über 7. Cervicalwirbel und Oberkante Sternum

② _____ halber Unterarmumfang vorn eingeatmet

4 _____ Länge Oberkante Sternum bis Unterarmumfang

③ _____ Unterarmumfang zirkulär eingeatmet

6 _____ Länge Oberkante Sternum bis Unterarmumfang

⑤ _____ Unterarmumfang eingeatmet

8 _____ Länge Oberkante Sternum bis Taille

⑦ _____ Taillenumfang

10 _____ Länge Oberkante Sternum bis Bandagenende

⑨ _____ Beckenumfang

37 _____ Länge 7. Cervicalwirbel bis Bandagenende

Linke Seite

- 12 _____ Achselumfang links
 11 _____ Schulterlänge links
 25 _____ Oberarmumfang links
 26 _____ Schulterkappe links
 27 _____ Umfang Mitte Oberarm (dickste Stelle)
 28 _____ Länge bis Oberarmmitte
 29 _____ Ellenbogenumfang
 30 _____ Länge bis Ellenbogen
 31 _____ Umfang Mitte Unterarm (dickste Stelle)
 32 _____ Länge bis Unterarmmitte
 33 _____ Handgelenkumfang
 34 _____ Länge bis Handgelenk

Arm rechts

Achselkompression ja nein

Verschluss

- Länge _____ cm
 von: _____ bis: _____
 Reißverschluss
 eingenäht aufgenäht
 Klett Klett über RV
 Haken/Ösen
 Daumenseite, vorn
 Kleinfingerseite, hinten
 innen
 außen
 Streckdefizit: _____°
 Haftband 3 cm 5 cm
 Haftbandstücke Haftpads
 elast. Abschlussband
 3 cm 5 cm

Thorax

- Halsausschnitt vorn
 _____ cm ab Sternum
 Halsausschnitt hinten
 _____ cm ab 7. Cervicalwirbel
 Raglanarm (Standard) Kugelarm
 Kragen
 Umfang oben: _____ cm
 Umfang unten: _____ cm
 Höhe vorn: _____ cm
 Höhe hinten: _____ cm
 Sternum-Hals unten: _____ cm
 Brustkörbchen
 mit Kompression ohne Kompression
 re: A B C D E F
 li: A B C D E F
 Epithesentasche rechts links

Verschluss

- Reißverschluss
 eingenäht aufgenäht
 Klett Klett über RV
 Haken/Ösen
Position Brust Rücken
 Schonhaltung
 Bauch
 Schrittgurt _____ cm lang
 Haftband 3 cm 5 cm
 Haftbandstücke Haftpads
 elast. Abschlussband
 3 cm 5 cm
 Taillenumfang
 Klett zur Hose


Arm links

Achselkompression ja nein

Verschluss

- Länge _____ cm
 von: _____ bis: _____
 Reißverschluss
 eingenäht aufgenäht
 Klett Klett über RV
 Haken/Ösen
 Daumenseite, vorn
 Kleinfingerseite, hinten
 innen
 außen
 Streckdefizit: _____°
 Haftband 3 cm 5 cm
 Haftbandstücke Haftpads
 elast. Abschlussband
 3 cm 5 cm

Firmenanschrift/ Ansprechpartner



Hinweise zum exakten Maßnehmen einer CICATREX®-Jacke

- Für eine genaue Messung sollten Sie ein flexibles Maßband sowie einen Bodymarker verwenden.
- Alle Maße werden in natürlicher Körperhaltung des Patienten genommen.
- Zeichnen Sie nach Möglichkeit den Umriss der Jacke in die Skizze ein und schraffieren Sie die Narbenbereiche.
- Druckpelotten, Silon-Tex, zusätzliche Öffnungen sowie zusätzliche Maße, die der Maßnehmende für wichtig hält, sind in die Skizze einzutragen.
- Die Längenmaße für die Ärmel werden ab dem Akromion genommen. Bitte messen Sie dabei stets an der Außenseite des Armes über den Epicondylus lateralis.

Erklärung der Symbole und Abkürzungen

- ⌒ = semizirkuläres Maß RV = Reißverschluss
- = zirkuläres Maß
- = Längenmaß