



Einwilligungserklärung zur Weitergabe von personenbezogenen Daten an den Hersteller liegt vor

Patient:in
 Name: _____ m w
 Vorname: _____ m w
 Geb.-Datum: _____
 Straße, Nr.: _____
 PLZ, Ort: _____

Firmenanschrift

Kostenvoranschlag an Fax/Email: _____

Bestellung
Lieferanschrift

Ansprechpartner:in _____
 Telefon _____
 Datum _____

Neuversorgung
 Nachbestellung, Maßnr.: _____
 Änderungen beachten
Interne Vermerke

Anzahl <input type="checkbox"/> Stück	Artikel <input type="checkbox"/> Arm spezial <input type="checkbox"/> Weste <input type="checkbox"/> Jacke	Material <input type="checkbox"/> Nature gestrickt <input type="checkbox"/> Nature gewebt <input type="checkbox"/> Skin <input type="checkbox"/> Rigid <input type="checkbox"/> Silver	Farbe <input type="checkbox"/> weiß ¹ <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> mint ¹ <input type="checkbox"/> jeans <input type="checkbox"/> rosa <input type="checkbox"/> rot ² <input type="checkbox"/> trend ³ <input type="checkbox"/> anthrazit ⁴ <input type="checkbox"/> nachtblau ⁴ <small>(¹ nicht Skin, ² nicht Nature gewebt, ³ nur Skin, ⁴ nur Rigid)</small>
			<input type="checkbox"/> Nähte bunt

Besonderheiten <input type="checkbox"/> Amputation <input type="checkbox"/> Druckpelotte (einzeichnen)	<input type="checkbox"/> Memoryschaum (einzeichnen) <input type="checkbox"/> Silon-Tex (einzeichnen)	<input type="checkbox"/> Zusätzliche Öffnung (einzeichnen) <input type="checkbox"/> Kunstleder (einzeichnen)	<input type="checkbox"/> ARION Anziehhilfe Gr.: _____	Bügelbild: <input type="checkbox"/> Eule <input type="checkbox"/> Spinne <input type="checkbox"/> Katze <input type="checkbox"/> Hubschrauber
---	---	---	--	--

Rechte Patient:innenseite

① Halsumfang zirkulär über 7. Cervicalwirbel und Oberkante Sternum
 ② halber Unterarmumfang vorn eingeatmet

13 _____ Schulterlänge rechts
 14 _____ Achselumfang rechts
 16 _____ Schulterkappe rechts
 15 _____ Oberarmumfang rechts
 18 _____ Länge bis Oberarmmitte
 17 _____ Umfang Mitte Oberarm (dickste Stelle)
 20 _____ Länge bis Ellenbogen
 19 _____ Ellenbogenumfang
 22 _____ Länge bis Unterarmmitte
 21 _____ Umfang Mitte Unterarm (dickste Stelle)
 24 _____ Länge bis Handgelenk
 23 _____ Handgelenkumfang

4 _____ Länge Oberkante Sternum bis Unterarmumfang
 3 _____ Unterarmumfang zirkulär eingeatmet
 6 _____ Länge Oberkante Sternum bis Unterarmumfang
 5 _____ Unterarmumfang eingeatmet
 8 _____ Länge Oberkante Sternum bis Taille
 7 _____ Taillenumfang
 10 _____ Länge Oberkante Sternum bis Bandagenende
 9 _____ Beckenumfang
 37 _____ Länge 7. Cervicalwirbel bis Bandagenende

Linke Patient:innenseite

12 _____ Achselumfang links
 11 _____ Schulterlänge links
 25 _____ Oberarmumfang links
 26 _____ Schulterkappe links
 27 _____ Umfang Mitte Oberarm (dickste Stelle)
 28 _____ Länge bis Oberarmmitte
 29 _____ Ellenbogenumfang
 30 _____ Länge bis Ellenbogen
 31 _____ Umfang Mitte Unterarm (dickste Stelle)
 32 _____ Länge bis Unterarmmitte
 33 _____ Handgelenkumfang
 34 _____ Länge bis Handgelenk

Arm rechts

Achselkompression ja nein
Verschluss
 Länge _____ cm
 von: _____ bis: _____
 Reißverschluss
 eingenäht aufgenäht
 Klett Klett über RV
 Haken/Ösen
 Daumenseite, vorn
 Kleinfingerseite, hinten
 innen
 außen
 Streckdefizit: _____°
 Haftband 3 cm 5 cm
 Haftbandstücke Haftpads
 elast. Abschlussband
 3 cm 5 cm

Thorax

Halsausschnitt vorn
 _____ cm ab Sternum
 Halsausschnitt hinten
 _____ cm ab 7. Cervicalwirbel
 Raglanarm (Standard) Kugelarm
Kragen
 Umfang oben: _____ cm
 Umfang unten: _____ cm
 Höhe vorn: _____ cm
 Höhe hinten: _____ cm
 Sternum-Hals unten: _____ cm
 Brustkörbchen
 mit Kompression ohne Kompression
 re: A B C D E F
 li: A B C D E F
 Epithesentasche rechts links


Verschluss

Reißverschluss
 eingenäht aufgenäht
 Klett Klett über RV
 Haken/Ösen
Position Brust Rücken
 Schonhaltung
 Bauch
 Schrittgurt _____ cm lang
 Haftband 3 cm 5 cm
 Haftbandstücke Haftpads
 elast. Abschlussband
 3 cm 5 cm
 Taillenumfang
 Klett zur Hose

Arm links

Achselkompression ja nein
Verschluss
 Länge _____ cm
 von: _____ bis: _____
 Reißverschluss
 eingenäht aufgenäht
 Klett Klett über RV
 Haken/Ösen
 Daumenseite, vorn
 Kleinfingerseite, hinten
 innen
 außen
 Streckdefizit: _____°
 Haftband 3 cm 5 cm
 Haftbandstücke Haftpads
 elast. Abschlussband
 3 cm 5 cm

Firmenanschrift/Ansprechpartner:in



Hinweise zum exakten Maßnehmen einer CICATREX-Jacke

- Für eine genaue Messung sollten Sie ein flexibles Maßband sowie einen Bodymarker verwenden.
- Alle Maße werden in natürlicher Körperhaltung der Patientin/des Patienten genommen.
- Zeichnen Sie nach Möglichkeit den Umriss der Jacke in die Skizze ein und schraffieren Sie die Narbenbereiche.
- Druckpelotten, Silon-TEX, zusätzliche Öffnungen sowie zusätzliche Maße, die der Maßnehmende für wichtig hält, sind in die Skizze einzutragen.
- Die Längenmaße für die Ärmel werden ab dem Akromion genommen. Bitte messen Sie dabei stets an der Außenseite des Armes über den Epicondylus lateralis.

Erklärung der Symbole und Abkürzungen

- ⌒ = semizirkuläres Maß
- = zirkuläres Maß
- = Längenmaß
- RV = Reißverschluss