



# LYMPHATREX®

Fax-Nr.: +49(0)6451 7212-980  
massbestellung@thuasne.de

Einwilligungserklärung zur Weitergabe von personenbezogenen Daten an den Hersteller liegt vor

**Patient:in**

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_  m  w

Geb.-Datum: \_\_\_\_\_

**Firmenanschrift**

\_\_\_\_\_

- Kostenvorschlag**
- Kostenvorschlag detailliert**

An Fax/Email: \_\_\_\_\_

**Bestellung**

**Lieferanschrift**

\_\_\_\_\_

- Neuversorgung
- Nachbestellung, Maßnr.: \_\_\_\_\_
- Änderungen beachten
- Lipödem  Lymphödem
- Lip-/Lymphödem

Ansprechpartner:in \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

<b>Anzahl</b> __ Stück	<b>Artikel</b> <input type="checkbox"/> Weste <input type="checkbox"/> Jacke <input type="checkbox"/> Kombinationsversorgung mit Armstrumpf/Hose/Handschuh (überlappende Versorgungen werden werkseitig berechnet)	<b>Material/ Kompressionsklasse</b> <input type="checkbox"/> Fine <input type="checkbox"/> KKL II <input type="checkbox"/> Poly	<b>Farbe</b> <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> caramel* <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> anthrazit* <input type="checkbox"/> jeans* <input type="checkbox"/> nachtblau* <input type="checkbox"/> rot* <input type="checkbox"/> (*nur Poly)
---------------------------	---	---	---

### Besonderheiten

Silon-Tex: Epi-Tasche  links  rechts Cup  links  rechts

### Linke Patient:innenseite

- 11 \_\_\_\_\_ Schulterlänge links
- 12 \_\_\_\_\_ Achselumfang links
- 26 \_\_\_\_\_ Schulterkappe links
- 25 \_\_\_\_\_ Oberarmumfang links
- 28 \_\_\_\_\_ Länge bis Oberarmmitte
- 27 \_\_\_\_\_ Umfang Mitte Oberarm (dickste Stelle)
- 30 \_\_\_\_\_ Länge bis Ellenbogen
- 29 \_\_\_\_\_ Ellenbogenumfang
- 32 \_\_\_\_\_ Länge bis Unterarmmitte
- 31 \_\_\_\_\_ Umfang Mitte Unterarm (dickste Stelle)
- 34 \_\_\_\_\_ Länge bis Handgelenk
- 33 \_\_\_\_\_ Handgelenkumfang

1 Halsumfang zirkulär über 7. Cervicalwirbel und Oberkante Sternum

- 4 \_\_\_\_\_ Länge Oberkante Sternum bis Unterachselumfang
- 3 \_\_\_\_\_ Unterachselumfang zirkulär **eingetmet**
- 6 \_\_\_\_\_ Länge Oberkante Sternum bis Unterbrustumumfang
- 5 \_\_\_\_\_ Unterbrustumumfang **eingetmet**
- 8 \_\_\_\_\_ Länge Oberkante Sternum bis Taille
- 7 \_\_\_\_\_ Taillenumfang
- 10 \_\_\_\_\_ Länge Oberkante Sternum bis Bandagenende
- 9 \_\_\_\_\_ Beckenumfang
- 37 \_\_\_\_\_ Länge 7. Cervicalwirbel bis Bandagenende

### Rechte Patient:innenseite

- 14 \_\_\_\_\_ Achselumfang rechts
- 13 \_\_\_\_\_ Schulterlänge rechts
- 15 \_\_\_\_\_ Oberarmumfang rechts
- 16 \_\_\_\_\_ Schulterkappe rechts
- 17 \_\_\_\_\_ Umfang Mitte Oberarm (dickste Stelle)
- 18 \_\_\_\_\_ Länge bis Oberarmmitte
- 19 \_\_\_\_\_ Ellenbogenumfang
- 20 \_\_\_\_\_ Länge bis Ellenbogen
- 21 \_\_\_\_\_ Umfang Mitte Unterarm (dickste Stelle)
- 22 \_\_\_\_\_ Länge bis Unterarmmitte
- 23 \_\_\_\_\_ Handgelenkumfang
- 24 \_\_\_\_\_ Länge bis Handgelenk


### Arm links

- Verschluss**
- Länge \_\_\_\_\_ cm  
von: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_
- RV mit H/Ö unterlegt (Standard)
- Reißverschluss
- Haken/Ösen
- Daumenseite, vorn
- Kleinfingerseite, hinten
- innen
- außen
- Anatomische Ellenbeugung
- Standard 20°
- 40°  60°  90°
- distal porös (Standard)
- distal vollgestrickt
- Noppenhaftband 3 cm
- Noppenhaftbandstücke
- Silikonhaftpads
- elastisches Abschlussband 3 cm

### Thorax

- Halsausschnitt vorn \_\_\_\_\_ cm ab Sternum
- Halsausschnitt hinten \_\_\_\_\_ cm ab 7. Cervicalwirbel
- Raglanarm (Standard)
- Kugelarm
- Verschluss**
- RV mit H/Ö unterlegt (Standard)
- Reißverschluss
- Haken/Ösen
- Position**  Brust  Rücken
- Schrittgurt \_\_\_\_\_ cm lang
- Taillenband
- Noppenhaftband 3 cm
- Noppenhaftband 5 cm
- Noppenhaftbandstücke
- Silikonhaftpads
- elastisches Abschlussband 3 cm
- elastisches Abschlussband 5 cm

**Brustkörbchen**  
links  ja  nein / rechts  ja  nein



Umfang Wirbelsäule bis Sternum  
links \_\_\_\_\_ cm rechts \_\_\_\_\_ cm


Tasche für Epithese  
links  ja  nein / rechts  ja  nein

Hersteller/Typ/Größe: \_\_\_\_\_ Hersteller/Typ/Größe: \_\_\_\_\_

getragene BH-Größe: \_\_\_\_\_

### Arm rechts

- Verschluss**
- Länge \_\_\_\_\_ cm  
von: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_
- RV mit H/Ö unterlegt (Standard)
- Reißverschluss
- Haken/Ösen
- Daumenseite, vorn
- Kleinfingerseite, hinten
- innen
- außen
- Anatomische Ellenbeugung
- Standard 20°
- 40°  60°  90°
- distal porös (Standard)
- distal vollgestrickt
- Noppenhaftband 3 cm
- Noppenhaftbandstücke
- Silikonhaftpads
- elastisches Abschlussband 3 cm



## Hinweise zum exakten Maßnehmen einer LYMPHATREX®-Weste oder -Jacke

### Allgemeine Hinweise

- Für eine genaue Messung sollten Sie ein flexibles Maßband sowie einen Bodymarker verwenden.
- Die Körpermaße werden in natürlicher Körperhaltung der Patientin/des Patienten ohne Zug genommen.

### Hinweise zum Messen

- **Längenmaße Arm werden außen gemessen**
- Die Maße der weiblichen Brust werden über einen eng sitzenden BH, z. B. Sport-BH gemessen.
- Die Längenmaße für den Ärmel werden ab dem Akromion genommen. **Bitte messen Sie dabei stets an der Außenseite des Armes über den Epicondylus lateralis.**
- Für die Armumfänge nehmen Sie lymphologische Zugmaße.

### Erklärung der Symbole

- = zirkuläres Maß
- = Längenmaß