



THUASNE

ORTHOCARE



Helpen ist unsere Leidenschaft.

Der Wunsch, anderen zu helfen, liegt in unserer Familientradition begründet. Diesem Ziel fühlt sich die Thuasne Group bis heute leidenschaftlich verpflichtet und das beweisen wir täglich, auf der ganzen Welt, als einer der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel.

Unsere Produkte basieren auf langjährigen Erfahrungen und dienen Ihnen als professionelle Helfer bei Ihrer täglichen Arbeit.

Die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Spezialisten, Patienten und den weltweit vernetzten Forschungszentren unserer Thuasne Group sorgt für höchste Standards bei der Entwicklung und Produktion.

Sie bildet die Basis für größtmögliche Funktionalität, kompromisslose Qualität und modernstes Design.

In diesem Katalog möchten wir Ihnen eines unserer Kernsegmente vorstellen: das **OrthoCare-Sortiment**. Denn, wo immer Menschen unter Beschwerden leiden – unsere Orthesen und Bandagen schützen, schonen und fördern den Heilungsprozess von Kopf bis Fuß.

Unsere Highlights! Entdecken Sie die **LombaStab®**-Serie mit anpassbarem Kompressionsdruck, die innovativen Fußheberorthesen der **SpryStep**-Serie sowie die außergewöhnliche Knieorthese **GenuPro control**.

Alle Produkte entsprechen dabei den Anforderungen der EU-Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG bzw. der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745 und sind gemäß DIN EN ISO 13485 zertifiziert.

So garantieren wir Ihnen herausragende Thuasne-Qualität und freuen uns, Ihnen als zuverlässiger Partner dabei helfen zu können, anderen zu helfen!

Herzliche Grüße



Elizabeth Ducottet
Président Directeur Général



Inhalt

	Seite
Über Thuasne	2 – 5
PROMASTER	6 – 7
Halswirbelsäule	8 – 11
Schulter	12 – 15
Hand und Arm	16 – 21
Rücken und Hüfte	22 – 33
Knie	34 – 41
Sprunggelenk und Fuß	42 – 52
Rezeptierung	53
Indikationstabellen	54 – 57
Index	58
Impressum/Lieferbedingungen	

Wings for your health

Rückenwind für Ihren Weg zu mehr Gesundheit



Global aufgestellt

8 eigene Produktionsstätten und 20 Niederlassungen weltweit

Standortvorteil

Passgenaue Anpassung und Herstellung in Deutschland

Erfahrungsschatz

Thuasne steht für über 175 Jahre Expertise im Bereich medizinischer Textilien

Wir denken global und handeln lokal.

Als Teil der Thuasne Gruppe gehört Thuasne Deutschland zu den international erfolgreichsten Anbietern medizinischer Hilfsmittel. Die Geschichte der familiengeführten Unternehmensgruppe begann vor 175 Jahren in Paris. Heute verfügt die Thuasne Group über weltweite Niederlassungen sowie etliche Forschungszentren und Produktionsstätten in Europa und den USA.

Allein in Deutschland arbeiten über 200 der weltweit 2.500 Mitarbeiter an innovativen Lösungen für mehr Lebensqualität und Gesundheit. In unseren beiden deutschen Produktionsstätten entstehen qualitätsvolle medizinische Hilfsmittel nach Maß und in serieller Anfertigung.

Ausgezeichnetes Design in verschiedenen Produktgruppen



Thuasne in Zahlen



2.500
Mitarbeiter weltweit



Eine Präsenz in
85 Ländern



14
Industriestandorte in
Europa und den USA



22.000
B2B Kunden



15 Millionen
Kilometer Strickfaden verwendet



5.000 km
Stoff wird jedes Jahr verarbeitet



alle 2 Sekunden
wird auf der Welt ein
Thuasne-Produkt gekauft

PROMASTER

— Unsere Premium-Bandagen. Hochkarätiges Design. Innovative Details.

Die Spitzenprodukte der PROMASTER-Serie überzeugen durch ein mehrfach prämiertes Design, hochwertige Qualität und eine neuartige Technologie, die Maßstäbe setzt.

Design

In Zusammenarbeit mit renommierten Industriedesignern haben wir eine Produktlinie entwickelt, die sich durch eine dezente, zeitgemäße Optik und hohe Funktionalität auszeichnet. Damit entsprechen unsere Premium-Bandagen gleichermaßen den Ansprüchen trendorientierter Patienten und aktiver Sportler.

Qualität

Das **atmungsaktive Gestrick mit 3D-Struktur** und latexfreiem Elasthan sorgt für einen angenehm festen Sitz. **Stabile Griffaschen** erleichtern das Anziehen der Bandagen. Darüber hinaus verfügen alle PROMASTER-Produkte über einen **weichen Kompressionsübergang** zu den Rändern, was für eine optimale Passform sorgt und Einschnürungen verhindert.

Technologie

Speziell für die PROMASTER-Linie wurden unsere **FlexAir-Pelotten** entwickelt, die sich der Körperform bei jeder Bewegung optimal anpassen. Die Pelotten zeichnen sich durch eine flexible Biegsamkeit und ein Belüftungssystem aus, das die Feuchtigkeit von der Haut ableitet. Die spezielle Oberflächenstruktur der Pelotten hilft dabei, die Muskel- und Sehnenübergänge zu stimulieren. Auf diese Weise wird in den sensiblen Gelenkbereichen die propriozeptive Wahrnehmung verstärkt.

GENU OA



GENU PFS
PROMASTER



GENU FS



GENU
PROMASTER



MANU PROMASTER



EPI PROMASTER



MALLEO
PROMASTER



MALLEO
PROMASTER AKTIV



REVERSA
PROMASTER



REVERSA VARIO
PROMASTER



REVERSA VARIO
PLUS PROMASTER



Halswirbelsäule

Verletzungen des Halswirbels zählen ebenso wie Nackenschmerzen zu den weit verbreiteten Beschwerden des menschlichen Bewegungssystems. Die Halswirbelsäule ist täglich hohen Belastungen ausgesetzt und aus diesem Grund besonders anfällig für Entzündungen der Nerven und Fehlhaltungen, aber auch für Frakturen und Schleudertumata, die durch Unfälle herbeigeführt werden.

Akute Verspannungen und chronische Nackenschmerzen sowie angeborene oder unfallbedingte Fehlstellungen und Schäden der Halswirbelsäule können mit Hilfe von Orthesen korrigiert oder gelindert werden.

THUASNE bietet eine Auswahl an Stabilisierungsothesen mit unterschiedlich starker Stützkraft zur Stabilisierung, Entlastung und Immobilisierung der Halswirbelsäule.







CERVI-MOLL

HWS-Stabilisierungsohrthe mit seitlichen Kieferaussparungen, mittlere Stützkraft

Größen: S-XL, 4 Höhen

Farben: haut, marine

Art.-Nr. 49 190

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.12.03.0010**


Indikation

- Akutes Cervicalsyndrom
- Distorsionen der HWS

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Entlastung der HWS
- Korrektur der Haltung der HWS

Kinnhöhe cm	6,5	8,5	10	12
Nackenhöhe cm	6,5	8,5	10	12
Halsumfang:				
S	32-37 cm	x	x	x
M	36-41 cm	x	x	x
L	40-45 cm	x	x	x
XL	44-49 cm	x	x	x



ORTEL ANATOMIC

HWS-Stabilisierungsohrthe, mittlere Stützkraft

Größen: 1-3, 3 Höhen

Farben: beige · blau

Art.-Nr.2394

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.12.03.0003**

Art.-Nr.2620

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.12.03.0003**


Indikation

- Akutes Cervicalsyndrom
- Distorsionen der HWS

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Entlastung der HWS
- Korrektur der Haltung der HWS

Kinnhöhe cm	7,5	9,0	11,0
Halsumfang:			
1	28-33 cm	x	x
2	34-39 cm	x	x
3	40-46 cm	x	x



CERVI-MED

HWS-Stabilisierungsohrthe mit Kehlkopfaussparung, starke Stützkraft

Größen: XS-XL, 4 Höhen

Farben: haut, marine

Art.-Nr. 49 200

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.12.03.0009**


Indikation

- Akutes oder chronisches Cervicalsyndrom
- Distorsionen der HWS
- Leichte Arthrose/ Gefügelockerung

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Entlastung der HWS
- Korrektur der Haltung der HWS

Kinnhöhe cm	7,5	7,5	9	10,5
Nackenhöhe cm	9	10	12	14
Halsumfang:				
XS	25-32 cm	x	-	-
S	32-37 cm	-	x	x
M	36-41 cm	-	x	x
L	40-45 cm	-	x	x
XL	44-49 cm	-	x	x



CERVI-MED FORTE

HWS-Stabilisierungsohrthe mit Verstärkung und Kehlkopfaussparung, sehr starke Stützkraft

Größen: XS-XL, 4 Höhen

Farben: haut, marine

Art.-Nr. 49 209

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.12.03.1005**


Indikation

- Akutes oder chronisches Cervicalsyndrom
- Cervicalneuralgie
- Distorsionen der HWS
- Leichte Arthrose/ Gefügelockerung

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Entlastung der HWS
- Korrektur der Haltung der HWS

Kinnhöhe cm	7,5	7,5	9	10,5
Nackenhöhe cm	9	10	12	14
Halsumfang:				
XS	25-32 cm	x	-	-
S	32-37 cm	-	x	x
M	36-41 cm	-	x	x
L	40-45 cm	-	x	x
XL	44-49 cm	-	x	x





Jetzt neu inklusive Kindergröße

PDC

HWS-Immobilisierungsschlinge mit Mobilisierungsfunktion

Größen: S-XL, 4 Höhen
Größe XS für **Kinder** in 2 Höhen
Farben: haut, marine*
(*Höhe 6 cm nur in marine erhältlich)

Art.-Nr. 49 211
© **HMV-Nr.: 23.12.02.0002**


Indikation

- Cervicalsyndrom
- Arthrose
- Schiefhals
- Gefügelockerung

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Entlastung der HWS
- Mobilisierung der HWS durch Entfernen der Verstärkungsstreben

Kinnhöhe cm	6	7,5	7,5	9	10,5
Nackenhöhe cm	6	9	10	12	14
Halsumfang:					
XS 25-32 cm	x	x	-	-	-
S 32-37 cm	-	x	x	x	x
M 36-41 cm	-	x	x	x	x
L 40-45 cm	-	x	x	x	x
XL 44-49 cm	-	x	x	x	x



ORTEL T-NECK

HWS-Stabilisierungsschlinge mit Brustbeinauflage

Größe: Universalgröße für Halsumfänge von 35 - 52 cm, Kinnhöhe variabel
Farbe: grau/blau

Art.-Nr. 49 100
© **HMV-Nr.: 23.12.03.2021**

Indikation

- Radikuläre Schmerzzustände im HWS-Bereich
- Schweres Schleudertrauma
- Mittleres bis schweres Cervicalsyndrom
- Entzündungen
- Stabile, nicht dislozierte Wirbelkörperfrakturen (ohne neurologische Symptome)

Wirkungsweise

- Immobilisierung bei Schmerzen
- Einschränkung der Kopfdrehung
- Stabilisierung nach Operationen
- Auflage an Brustbein und Hinterkopf



ORTEL T-NECK PLUS

HWS-Orthese mit Brustbeinabstützung und Hinterkopf-stabilisierung

Größe: Universalgröße für Halsumfänge von 35 - 52 cm, Kinnhöhe variabel
Farbe: grau/blau

Art.-Nr. 49 105
© **HMV-Nr.: 23.12.01.0008**

Indikation

- Präoperativ
- Postoperativ
- Posttraumatisch
- Entzündliche Erkrankungen
- Degeneration
- Schwere Instabilitäten der HWS
- Stabile, nicht dislozierte Wirbelkörperfrakturen (ohne neurologische Symptome)

Wirkungsweise

- Immobilisierung bei Schmerzen
- Einschränkung der Kopfdrehung
- Stabilisierung nach Operationen
- Ruhigstellung der HWS mit Brustbeinabstützung und Hinterkopf-stabilisierung

Schulter

Die Schulter nimmt bei den Tätigkeiten des täglichen Lebens eine wesentliche Funktion ein. Daher führen Erkrankungen, Verletzungen oder operative Eingriffe im Bereich des Schultergelenks meist zu erheblichen Einschränkungen im Alltag. An die Bedürfnisse des Patienten angepasste Bandagen und Orthesen sorgen für die notwendige Entlastung und Stabilisierung bei Muskel- und Sehnenverletzungen sowie bei Schwellungen des Gelenks und unterstützen bei der posttraumatischen und postoperativen Ruhigstellung der Schulter.

THUASNE bietet Ihnen für sämtliche Indikationsgrade und Einsatzbereiche die passende Lösung. Unser breites Angebot an unterschiedlichen Bandagen und Orthesen hilft Ihnen dabei, die schmerzenden Bereiche der Patienten – je nach Indikation – zu entlasten, zu stabilisieren oder zu korrigieren.

Die bequeme Schnittführung und die Verarbeitung hochwertiger Materialien garantieren einen hohen Tragekomfort, wodurch die Einschränkungen der Patienten deutlich reduziert werden und der Heilungsprozess zusätzlich unterstützt wird.







LIGAFLEX CLAVICULA

Schlüsselbeinbandage
 Ⓣ HMV-Nr.: 05.09.02.0024

Art.-Nr. 2450
Größe: Individuell anpassbare Universalgröße für Schulterbreiten von 34 – 50 cm
Farbe: schwarz/grau/blau

Art.-Nr. 2640 Junior
Größe: Individuell anpassbare Universalgröße für Schulterbreiten von 20 – 34 cm
Farbe: blau

Indikation
 • Claviculafraktur

Wirkungsweise
 • Zurückziehen des Schultergürtels
 • Begrenzung der Schulterbewegung nach vorn



IMMO CLASSIC

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung, 0°

Größen: 1-4
Farbe: schwarz

Art.-Nr. 2445
 Ⓣ HMV-Nr.: 23.09.01.0002

Indikation
 • Ruhigstellung von Schulter und Ellenbogen

Wirkungsweise
 • Ruhigstellung der Schulter und Fixierung des Arms in 0°-Abduktion am Körper

Größe	Taillenumfang cm
1	50 – 71
2	72 – 94
3	95 – 117
4	118 – 140
seitengleich	



SCHULTER-FIX BASIC (SFB)

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung, 0°

Größen: 100, 130
Farbe: granit

Art.-Nr. 48 040
 Ⓣ HMV-Nr.: 23.09.01.0018

Indikation
 • Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung der Schulter
 • Reizzustände im Schulterbereich
 • Muskel- und Sehnenverletzungen
 • Arthrose

Wirkungsweise
 • Entlastung von Schulter, Ober- und Unterarm
 • Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation

Größe	Taillenumfang cm
100	< 95
130	85 – 125
seitengleich	



SCHULTER-FIX FORTE (SFF)

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung, 0° mit integrierter Verstärkung des Leibgurtes, ausgelegt für adipöse Patienten

Größen: 130, 160
Farbe: granit

Art.-Nr. 48 045
 Ⓣ HMV-Nr.: 23.09.01.0018

Indikation
 • Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung der Schulter
 • Reizzustände im Schulterbereich
 • Muskel- und Sehnenverletzungen
 • Arthrose

Wirkungsweise
 • Entlastung von Schulter, Ober- und Unterarm
 • Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation

Größe	Taillenumfang cm
130	85 – 125
160	115 – 155
seitengleich	





SCHULTER-FIX ABDUKT (SFA)

Schulterabduktionsorthese zur Immobilisierung und Entlastung, Abduktionswinkel 15°

Größen: 100, 130

Farbe: granit

Art.-Nr. 48 060

© **HMV-Nr.: 23.09.04.0002**

Indikation

- Postoperative Entlastung
- Rotatorenmanschettenriss/-anriss
- Impingementsyndrom
- Kalkschulter
- Schulterprothesen

Wirkungsweise

- Ruhigstellung der Schulter und Fixierung des Arms in 15° Abduktion am Körper

Größe	Taillenumfang cm
100	< 95
130	85-125
seitengleich	



SCHULTER-FIX UNIVERSAL (SFU)

Schulterabduktionsorthese zur Immobilisierung und Entlastung, Abduktionswinkel 0°, 30° und 45°

Größen: 100, 130

Farbe: granit

Art.-Nr. 48 080

© **HMV-Nr.: 23.09.04.0032**


Indikation

- Postoperative Entlastung
- Rotatorenmanschettenriss/-anriss
- Impingementsyndrom
- Kalkschulter
- Schulterprothesen
- SLAP Läsion

Wirkungsweise

- Ruhigstellung der Schulter und Fixierung des Arms wahlweise in 0°, 30° und 45° Abduktion am Körper

Größe	Taillenumfang cm
100	< 95 cm
130	85-125 cm
seitengleich	



Hand und Arm

Die Überbelastung von Sehnen sowie Entzündungen des Handgelenks und Verschleißerkrankungen im Bereich des Ellenbogens zählen zu den weit verbreiteten Beschwerden, die den Alltag der Patienten belasten. Sowohl bei posttraumatischen, postoperativen und chronischen Reizzuständen als auch bei Entzündungen der Gelenke bieten Bandagen und Orthesen die nötige Entlastung.

THUASNE verfügt über ein breites Sortiment an Bandagen und Orthesen, die bei der Ruhigstellung und Mobilisation der Gelenke unterstützen, damit die Patienten wieder kraftvoll zugreifen können.

Die bequeme Schnittführung und die Verarbeitung hochwertiger Materialien garantieren einen hohen Tragekomfort, wodurch die Einschränkungen der Patienten deutlich reduziert werden und der Heilungsprozess zusätzlich unterstützt wird.





ORTHOFLEX

Handgelenkbandage,
lange Ausführung, 21 cm lang,
kurze Ausführung, 16 cm lang

Größen: XS - XL

Farben: weiß/blau, haut

Artikel-Nr. 49 300 (kurz)

Ⓣ **HMV-Nr.: 05.07.02.3005**

Art.-Nr. 49 310 (lang)

Ⓣ **HMV-Nr.: 05.07.02.3007**

Indikation

- Leichte Distorsionen
- Postoperative und posttraumatische Reizzustände
- Leichte Tendovaginitis
- Karpaltunnelsyndrom

Wirkungsweise

- Stabilisierung des Handgelenks in Neutralstellung

Größe	Handgelenkumfang cm
XS	11,5 - 14,0
S	14,0 - 16,5
M	16,5 - 18,5
L	18,5 - 20,5
XL	> 20,5



links oder rechts



MANU PROMASTER

Handgelenkbandage mit verstärktem propriozeptiven Effekt, volarer Schiene, Pelotte und Kompressionsgurt

Größen: XS - XXL

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr. 35 070

Ⓣ **HMV-Nr.: 05.07.02.0143**

Indikation

- Tendovaginitis
- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Leichte Distorsionen
- Gelenkergüsse und Schwellungen durch Arthritis und Arthrose

Wirkungsweise

- Kompression und Stabilisierung des Handgelenks

Größe	Handgelenkumfang cm
XS	14 - 15
S	15 - 16
M	16 - 17
L	17 - 18
XL	18 - 19
XXL	19 - 20

links oder rechts



MANU-GO

Handgelenkbandage mit propriozeptivem Effekt, volarer Schiene, Pelotte und Kompressionsgurt

Größen: XS - XXL

Farbe: grau/dunkelgrau

Art.-Nr. 30 070

Ⓣ **HMV-Nr.: 05.07.02.0139**

Indikation

- Tendovaginitis
- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Leichte Distorsionen
- Gelenkergüsse und Schwellungen durch Arthritis und Arthrose

Wirkungsweise

- Kompression und Stabilisierung des Handgelenks

Größe	Handgelenkumfang cm
XS	14 - 15
S	15 - 16
M	16 - 17
L	17 - 18
XL	18 - 19
XXL	19 - 20

links oder rechts



DYNASTAB DUAL HAND

Leichte Handgelenkorthese zur Immobilisierung in einer Bewegungsrichtung, 16 cm lang

Größen: 1 - 3

Farben: schwarz - beige

Art.-Nr. 7040

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.07.02.0002**

Indikation

- Leichte Distorsionen des Handgelenks (funktionelle Behandlung).
- Tendovaginitis und Karpaltunnelsyndrom.
- Rheumatische Pathologien.
- Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks.

Wirkungsweise

- Stabilisierung des Handgelenks in Neutralstellung

Größe	Handgelenkumfang cm
1	13,0 - 16,0
2	16,5 - 19,5
3	20,0 - 23,0

seitengleich





LIGAFLEX FINGER

Zur Immobilisierung eines oder mehrerer Finger

Größen: 1–4

Farbe: schwarz/blau

Art.-Nr. 2432

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.07.01.0011**

Indikation

- Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung der Interphalangealgelenke notwendig ist, wie z.B.:
- postoperativ
- posttraumatisch

Wirkungsweise

- Ruhigstellung der Fingergelenke eines oder mehrerer Finger

Größe	Abstand des verletzten Fingers – Handgelenk cm
1	< 13,0
2	13,0–16,0
3	16,0–19,0
4	19,0–22,0
seitengleich	



LIGAFLEX BOXER

Orthese zur Immobilisierung der Fingergelenke des 4. und 5. Mittelhandknochens

Größen: 1–4

Farbe: blau/grau

Art.-Nr. 2431

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.07.01.0010**

Indikation

- Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung der Interphalangealgelenke des 4. und 5. Mittelhandknochens notwendig ist, wie z.B.:
- postoperativ
- posttraumatisch

Wirkungsweise

- Ruhigstellung des 4. und 5. Mittelhandknochens

Größe	Handgelenkumfang cm
1	13,0–15,0
2	15,5–17,5
3	18,0–20,0
4	20,5–23,0
links oder rechts	



LIGAFLEX PRO+

Handgelenkorthese mit volarer Schiene und Daumenfixierung

Größen: 1–4

Farbe: grau/schwarz

Art.-Nr. 2434

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.07.02.2032**

Indikation

- Distorsionen
- Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände

Wirkungsweise

- Ruhigstellung des Handgelenks und Daumensattelgelenks

Größe	Handgelenkumfang cm
1	13,0–15,0
2	15,5–17,5
3	18,0–20,0
4	20,5–23,0
links oder rechts	



Jetzt neu inklusive Kindergröße

LIGAFLEX MANU

Handgelenkorthese mit volarer Schiene und Daumenfixierung, 20 cm lang

Größen: 0–4

Farben: grau/schwarz

Art.-Nr. 2430

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.07.02.2002**

Indikation

- Schwere Distorsionen
- Postoperative und posttraumatische Reizzustände
- Arthritis
- Tendovaginitis
- Karpaltunnelsyndrom

Wirkungsweise

- Ruhigstellung des Handgelenks und Daumensattelgelenks

Größe	Handgelenkumfang cm
0	10,0–13,0
1	13,0–15,0
2	15,5–17,5
3	18,0–20,0
4	20,5–23,0
links oder rechts	





LIGAFLEX PRO

Handgelenkorthese zur Immobilisierung mit volarer Schiene

Größen: 1-2

Farbe: grau/schwarz

Art.-Nr. 2433

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.07.02.4051**

Indikation

- Distorsionen des Handgelenks (funktionelle Behandlung)
- Tendovaginitis und Karpaltunnelsyndrom
- Rheumatische Pathologien
- Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- Arthritis im Bereich des Handgelenks oder der Handwurzelknochen
- Arthrose im Bereich des Handgelenks

Wirkungsweise

- Immobilisierung des Handgelenks in zwei Bewegungsrichtungen

Größe	Handgelenkumfang cm
1	13-17
2	17-23
seitengleich	



LIGAFLEX CLASSIC

Handgelenkorthese mit volarer Schiene, 20 cm lang

Größen: 0-4

Farbe: grau/schwarz

Art.-Nr. 2435

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.07.02.4003**

Jetzt neu inklusive Kindergröße

Indikation

- Mittlere Distorsionen
- Postoperative und posttraumatische Reizzustände
- Arthritis
- Tendovaginitis
- Karpaltunnelsyndrom

Wirkungsweise

- Immobilisierung des Handgelenks in zwei Bewegungsrichtungen

Größe	Handgelenkumfang cm
0	10,0-13,0
1	13,0-15,0
2	15,5-17,5
3	18,0-20,0
4	20,5-23,0
links oder rechts	



RHIZO-PRO

Daumenorthese gepolstert und perforiert

Größen: 1-2

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 48 027

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.07.01.1025**


Indikation

- Reizzustände des Daumengelenks
- Rhizarthrose
- Bandläsionen (Skidaumen)

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Immobilisierung des Daumengrund- und -sattelgelenks

Größe	Handgelenkumfang cm	Daumenbreite cm
1	12,0-18,5	1,7-2,2
2	16,5-22,0	2,2-2,6
seitengleich		



LIGAFLEX RHIZO

Daumenorthese

Größen: 1-2

Farbe: grau/schwarz

Art.-Nr. 7090

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.07.01.1042**

Indikation

- Reizzustände des Daumengelenks
- Rhizarthrose
- Bandläsionen (Skidaumen)

Wirkungsweise

- Stabilisierung des Daumensattelgelenks

Größe	Handgelenkumfang cm
1	13,0-17,0
2	17,0-23,0
links oder rechts	





EPI-MED®

Epicondylitis-Orthese mit optischer Kontrolle des Spannungsdrucks plus FlexiPads zur individuellen Verstärkung des Pelottendrucks

Größen: XS–XL
Farbe: anthrazit

Art.-Nr. 35 087
Ⓣ **HMV-Nr.: 23.08.04.0037**

Indikation


- Epicondylitis humeri (ulnaris, radialis)

Wirkungsweise

- Mechanische Entlastung der Sehnenansätze am Epicondylus medialis und radialis

Größe	Unterarmumfang cm
XS	22–23
S	24–25
M	26–27
L	28–30
XL	31–34

seitengleich
Wechselpolster
Art.-Nr. 35 088
Flexi Pads
Art.-Nr. 35 089



EPI-MED®

Epicondylitis-Orthese zur Entlastung der Muskelsprünge

Größen: XS–XL
Farbe: silber

Art.-Nr. 48 001
Ⓣ **HMV-Nr.: 23.08.04.0009**

Indikation


- Epicondylitis humeri (ulnaris, radialis)

Wirkungsweise

- Mechanische Entlastung der Sehnenansätze am Epicondylus medialis und radialis

Größe	Unterarmumfang cm
XS	22–23
S	24–25
M	26–27
L	28–30
XL	31–34

seitengleich



EPI PROMASTER

Ellenbogengelenkbandage mit verstärktem propriozeptiven Effekt und Silikonpelotten

Größen: XS–XXL
Farbe: anthrazit

Art.-Nr. 35 080
Ⓣ **HMV-Nr.: 05.08.01.1053**

Indikation


- Epicondylitis
- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Distorsionen
- Gelenkgüsse und Schwellungen durch Arthritis und Arthrose

Wirkungsweise

- Kompression und Stabilisierung des Ellenbogens

Größe	Unterarmumfang cm
XS	21–23
S	23–25
M	25–27
L	27–29
XL	29–31
XXL	31–34

seitengleich



EPI-GO

Ellenbogengelenkbandage mit propriozeptivem Effekt und Silikonpelotten

Größen: XS–XXL
Farbe: grau/dunkelgrau

Art.-Nr. 30 080
Ⓣ **HMV-Nr.: 05.08.01.1050**

Indikation


- Epicondylitis
- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Distorsionen
- Gelenkgüsse und Schwellungen durch Arthritis und Arthrose

Wirkungsweise

- Kompression und Stabilisierung des Ellenbogens

Größe	Unterarmumfang cm
XS	21–23
S	23–25
M	25–27
L	27–29
XL	29–31
XXL	31–34

seitengleich



SILISTAB EPI

Ellenbogenbandage mit Silikonpelotten und Zuggurt

Größen: 1–6
Farbe: grau/hellblau

Art.-Nr. 2305
Ⓣ **HMV-Nr.: 05.08.01.1015**

Indikation

- Chronische, posttraumatische und postoperative Weichteilreizzustände

- Arthritis und Arthrose des Ellenbogengelenks
- Gelenkgüsse und Schwellungen
- Mediale und laterale Epicondylitis


Wirkungsweise

- Kompression der Unterarmmuskulatur
- Zugentlastung der gereizten

- Sehnenansätze
- Massage der Gelenkregion

Größe	Unterarmumfang cm
1	19–22
2	22–25
3	25–28
4	28–31
5	31–34
6	34–37

seitengleich



Rücken und Hüfte

Ein Großteil der Bevölkerung leidet regelmäßig unter Rückenschmerzen. Die Ursachen der Schmerzen im unteren Rückenbereich sind vielfältig: Neben einer temporären Überbelastung des Rückens durch schwere körperliche Anstrengung, Fehlstellungen der Wirbelsäule oder Verletzungen der Muskulatur sind es vor allem die fehlerhafte Haltung, mangelnde Bewegung und kontinuierlicher Stress, die langfristig zu chronischen Schmerzen führen können.

THUASNE bietet ein breites Sortiment an stabilisierenden und entlastenden Orthesen zur Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur, zur Korrektur der Wirbelsäulenstatik, zur Versorgung von Osteoporose-Patienten sowie zum Abbau von Muskelverspannungen und chronischen Reizzuständen.

Darüber hinaus bieten wir speziell für schwangere Frauen eine innovative und äußerst wirksame Bandage gegen Rückenschmerzen, die mit dem Bauchumfang wächst und sich dadurch als stützender Begleiter während der Schwangerschaft erweist.





OSTEOMED ACUTE

Osteoporose-Orthese zur Akutversorgung

Größe: Universalgröße
Lumbalbereich 70 – 140 cm
Rückenschiene 40 – 60 cm

Farbe: anthrazit

Art.-Nr. 54 880

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.15.04.4007**

Indikation

- Osteoporose
- Osteoporotische Wirbelkörperfrakturen
- Rundrücken
- Schmerztherapie

Wirkungsweise

- Aufrichtung der BWS durch Zurückführen des Schultergürtels
- Kräftigung und Aktivierung der Rückenmuskulatur



Auch als Sonderanfertigung erhältlich (54854)

OSTEO-MED DAMEN

Osteoporose-Orthese für Damen nach Dr. Hildebrandt, komplett mit Luftkammerpelotten-Set

Art.-Nr. 54 850 I:

Cupgrößen: AA – B

Farbe: haut

Art.-Nr. 54 850 II:

Cupgrößen: C – E

Farbe: haut

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.15.04.4XXX**

Indikation

- Osteoporose

Wirkungsweise

- Neuromuskuläre, reflektorische Aufrichtung von Wirbelsäule und Becken
- Schmerzreduzierung durch Gate Control Effekt
- Frakturprophylaxe und Koordinationsverbesserung

- Alle Ausführungen sind in 3 Rumpflängen und als Sonderanfertigung lieferbar:
- K = Kurz, ca. 65 cm
- N = Normal lang, ca. 67,5 cm (Standard)
- L = Lang, ca. 70 cm
- S = Sonderanfertigung
- Zur Größenbestimmung ist ein **Maßblatt**/Bestellformular auszufüllen. Das Maßblatt ist auf der Homepage zu finden.



SLEEQ FLEX

Orthese zur aktiven Entlastung und Korrektur der LWS und BWS in Sagittalebene

Größe: Universalgröße von Taillenumfang 65 bis 136 cm, mit Verlängerung bis 157 cm

Rückenhöhe: 46 bis 62 cm

Leibhöhe 17 cm

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 54 660

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.15.04.4026**

Indikation

- Stabile, osteoporotische Wirbelkörperfrakturen
- Rundrücken mit Schulterfehlhaltung
- Spondylitis
- Morbus Bechterew

Wirkungsweise

- Aufrichtung und Stabilisierung der Wirbelsäule
- Gezielte Reduzierung einer lumbalen Lordose
- Entkyphosierung der BWS
- Einschränkung von Rotationsbewegungen



LOMBASKIN

Leichte LWS-Stabilisierungs-orthese

Größen: 1–5

Rückenhöhe: 26 cm

Farbe: schwarz/blau

Art.-Nr. 0870

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.14.03.0007**

Indikation


- Lumbalgien
- Lumboischialgien
- Reizzustände des Iliosakralgelenks

Wirkungsweise

- Stabilisierung der LWS
- Abbau von Muskelverspannungen
- Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur

- Korrektur der Wirbelsäulenstatik
- Versorgungshöhe SWK 1 bis L 3

Größe	Taillenumfang cm
1	60–80
2	75–95
3	90–110
4	105–125
5	120–141



DYNACROSS

LWS-Stabilisierungsorthese, leichte Stützkraft

Größen: 1–6

Rückenhöhe: 26 cm

Farben: weiß, beige

Art.-Nr. 7680

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.14.03.0005**

Indikation

- Lumbalgien
- Lumboischialgien
- Reizzustände des Iliosakralgelenks

Wirkungsweise

- Stabilisierung der LWS
- Abbau von Muskelverspannungen
- Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur

Größe	Taillenumfang cm
1	52–62
2	63–74
3	75–89
4	90–105
5	106–120
6	121–140



LOMBAX ORIGINAL

LWS-Stabilisierungsorthese ohne Pelotte, starke Stützkraft

Größen: 1–3

Rückenhöhe: 26 cm

Farbe: grau

Art.-Nr. 0824

Ⓣ **HMV-Nr. 23.14.03.0008**

Indikation

- Degenerative Veränderungen
- Reizzustände des Iliosakralgelenks
- Osteoporose
- Statisch-muskuläre Insuffizienzen

Wirkungsweise

- Stabilisierung der LWS
- Abbau von Muskelverspannungen
- Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur
- Korrektur der Wirbelsäulenstatik
- Versorgungshöhe SWK 1 bis L 3

Größe	Taillenumfang cm
1	60–85
2	86–112
3	113–140





LOMBASTAB®

Stabilisierungsorthese mit Zugsystem

Größen: 1–5
Rückenhöhen: 26 cm, 21 cm
Farbe: blau/schwarz

Art.-Nr. 0853
Rückenhöhe: 26 cm
Art.-Nr. 0854
Rückenhöhe: 21 cm
 Ⓣ **HMV-Nr.: 23.14.03.1042**

Indikation

- Degenerative Veränderungen Reizzustände des Iliosakralgelenks
- Statisch-muskuläre Insuffizienzen

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur
- Korrektur der Wirbelsäulenstatik

- Abbau von Muskelverspannungen
- Versorgungshöhe SWK 1 bis L3

Größe	Taillenumfang cm
1	60–80
2	75–95
3	90–110
4	105–125
5	120–141



LOMBACROSS ACTIVITY

Stabilisierungsorthese mit Zugelementen

Größen: 1–6
Rückenhöhe: 26 cm
Farben: weiß, schwarz

Artikel-Nr. 0835
 Ⓣ **HMV-Nr.: 23.14.03.1029**

Indikation

- Zur Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich

Wirkungsweise

- Abbau von Muskelverspannungen
- Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur
- Korrektur der Wirbelsäulenstatik

Größe	Taillenumfang cm
1	52–62
2	63–74
3	75–89
4	90–105
5	106–120
6	121–140



LOMBA-GO

Stabilisierungsorthese mit propriozeptivem Effekt und Flex-Pelotte oder Soft-Pelotte, taillierte oder gerade Schnittform

Größen: XS–XXL
Rückenhöhe: 25 cm
Farbe: grau/dunkelgrau

Art.-Nr. 30145 (tailliert)
 XS–XXL
Art.-Nr. 30140 (gerade)
 XS–XXL
 Ⓣ **HMV-Nr.: 23.14.03.2075**


Indikation

- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Kreuzschmerzen mit oder ohne akutem oder anhaltendem Nervenwurzelschmerz
- Unterstützung der Lendenwirbelsäule nach chirurgischen Eingriffen
- Bindegewebserkrankungen (z. B.: Ehlers-Danlos-Syndrom)
- Muskelfaserschmerzen

Wirkungsweise

- Kompression und Stabilisierung der Lendenwirbelsäule

Größe	Leibumfang cm
XS	70–80
S	80–90
M	90–100
L	100–110
XL	110–120
XXL	120–130



REVERSA PROMASTER

Stabilisierungsorthese mit verstärktem propriozeptiven Effekt und Flex-Pelotte oder Soft-Pelotte, taillierte oder gerade Schnittform

Größen: XS–XXL
Rückenhöhe: 25 cm
Farbe: anthrazit

Art.-Nr. 35145 (tailliert)
 XS–XXL
Art.-Nr. 35140 (gerade)
 XS–XXL
 Ⓣ **HMV-Nr.: 23.14.03.2078**


Indikation

- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Kreuzschmerzen mit oder ohne akutem oder anhaltendem Nervenwurzelschmerz
- Unterstützung der Lendenwirbelsäule nach chirurgischen Eingriffen
- Bindegewebserkrankungen (z. B.: Ehlers-Danlos-Syndrom)
- Muskelfaserschmerzen

Wirkungsweise

- Kompression und Stabilisierung der Lendenwirbelsäule

Größe	Leibumfang cm
XS	70–80
S	80–90
M	90–100
L	100–110
XL	110–120
XXL	120–130





LOMBAX VARIO

LWS-Stabilisierungsschlinge mit Pelotte (P2), starke Stützkraft

Größen: 1-3

Rückenhöhe: 26 cm

Farbe: grau

Art.-Nr. 54 620

Ⓣ **HMV-Nr.:23.14.03.2006**

Indikation

- Degenerative Veränderungen
- Reizzustände des Iliosakralgelenks
- Statisch-muskuläre Insuffizienzen

Wirkungsweise

- Stabilisierung der LWS
- Abbau von Muskelverspannungen
- Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur
- Korrektur der Wirbelsäulenstatik

Größe	Taillenumfang cm
1	60-85
2	86-112
3	113-140



REVERSA VARIO PROMASTER DAMEN

LWS-Stabilisierungsschlinge, mit Pelotte und Zugsystem, taillierte Schnittform

Größen: XS-XXL

Farbe: anthrazit

Rückenhöhe: 25 cm, XS-XL

Art.-Nr. 54 753

Ⓣ **HMV-Nr.:23.14.03.3019**

Rückenhöhe: 35 cm, XS-XXL

Art.-Nr. 54 752

Ⓣ **HMV-Nr.:23.14.03.3019**


Indikation

- Lumbalgien
- Lumboischialgien
- Reizzustände des Iliosakralgelenks
- Degenerative Veränderungen

Wirkungsweise

- Stabilisierung der LWS
- Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur
- Korrektur der Wirbelsäulenstatik
- Versorgungshöhe: SWK1 bis L3/2

Größe	Leibumfang cm
XS	70-80
S	80-90
M	90-100
L	100-110
XL	110-120
XXL	120-130



REVERSA VARIO PROMASTER HERREN

LWS-Stabilisierungsschlinge, mit Pelotte und Zugsystem, gerade Schnittform

Größen: XS-XXL

Farbe: anthrazit

Rückenhöhe: 21 cm, XS-XL

Art.-Nr. 54 793

Ⓣ **HMV-Nr.:23.14.03.3020**

Rückenhöhe: 25 cm, XS-XL

Art.-Nr. 54 794

Ⓣ **HMV-Nr.:23.14.03.3020**

Rückenhöhe: 29 cm, XS-XXL

Art.-Nr. 54 795

Ⓣ **HMV-Nr.:23.14.03.3020**

Pos. Nr.: 31431 033 T F


Indikation

- Lumbalgien
- Lumboischialgien
- Reizzustände des Iliosakralgelenks
- Degenerative Veränderungen

Wirkungsweise

- Stabilisierung der LWS
- Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur
- Korrektur der Wirbelsäulenstatik
- Versorgungshöhe: SWK1 bis L3/2

Größe	Leibumfang cm
XS	70-80
S	80-90
M	90-100
L	100-110
XL	110-120
XXL	120-130



LOMBASTAB® VARIO

LWS Stabilisierungsschlinge mit Pelotte und Zugsystem

Größen: 1-5

Rückenhöhe: 26 cm

Farbe: blau/schwarz

Art.-Nr. 54 610

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.14.03.3078**

Indikation


- Schmerzzustände im LWS-Bereich
- Degenerative Veränderungen
- Reizzustände der LWS
- Statisch-muskuläre Insuffizienzen

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur
- Korrektur der Wirbelsäulenstatik

- Abbau von Muskelverspannungen

Größe	Taillenumfang cm
1	60-80
2	75-95
3	90-110
4	105-125
5	120-141





REVERSA VARIO PLUS PROMASTER DAMEN

Lumbalstützorthese zur Teilentlastung durch Entlordosierung der LWS, taillierte Schnittform

Größen: XS–XXL

Rückenhöhe: 37 cm, XS–XXL

Farben: anthrazit

Art.-Nr. 54756

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.14.04.0002**


Indikation

- Degenerative Veränderungen
- Reizzustände des Iliosakralgelenks
- Osteoporose

Wirkungsweise

- Korrektur der Wirbelsäulenstatik durch Überbrückung und Entlordosierung der Lendenwirbelsäule
- Versorgungshöhe: SWK1 bis L1/Th 12

Größe	Leibumfang cm
XS	70–80
S	80–90
M	90–100
L	100–110
XL	110–120
XXL	120–130



REVERSA VARIO PLUS PROMASTER HERREN

Lumbalstützorthese zur Teilentlastung durch Entlordosierung der LWS, gerade Schnittform

Größen: XS–XXL

Rückenhöhe: 34 cm, XS–XXL

Farben: anthrazit

Art.-Nr. 54796

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.14.04.0002**


Indikation

- Degenerative Veränderungen
- Reizzustände des Iliosakralgelenks
- Osteoporose

Wirkungsweise

- Korrektur der Wirbelsäulenstatik durch Überbrückung und Entlordosierung der Lendenwirbelsäule
- Versorgungshöhe: SWK1 bis L1/Th 12

Größe	Leibumfang cm
XS	70–80
S	80–90
M	90–100
L	100–110
XL	110–120
XXL	120–130



LOMBASTAB® HIGH

LWS-Lumbalstützorthese

Größen: 1–5

Farbe: blau/schwarz

Art.-Nr. 0855

Rückenhöhe 35 cm

Art.-Nr. 0856

Rückenhöhe 40 cm

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.14.04.0004**

Indikation

- Reizzustände des Iliosakralgelenks
- Degenerative Veränderungen
- Osteoporose

Wirkungsweise

- Stabilisierung der LWS
- Unterstützung der dorsalen Rückenmuskulatur
- Korrektur der Wirbelsäulenstatik

Größe	Taillenumfang cm
1	60–80
2	75–95
3	90–110
4	105–125
5	120–141



SLEEQ

Überbrückungsorthese

Größe: Universalgröße von 65–136 cm Taillenumfang mit Verlängerung bis 157 cm

Rückenhöhe: 37 cm

Leibhöhe: 17 cm

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 54640

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.14.04.1016**

Indikation

- Schwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei Bandscheibenvorfall
- Radikuläres Lumbalsyndrom
- Spondylolisthese, BS-OP
- Schwere Spondylarthrose
- Spinalkanalstenose

Wirkungsweise

- Reduzierung einer lumbalen Lordose und Beckenrückkipfung
- Einschränkung der Rotationsbewegung
- Hoher abdominaler Druck
- Entlordosierung der Lendenwirbelsäule
- Kontrollierte abdominale Kompression durch Flaschenzugsystem



SLEEQ SFO

Flexionsorthese zur Entlastung der LWS

Größe: Universalgröße von 65 – 136 cm Taillenumfang, mit Verlängerung bis 157 cm

Rückenhöhe: 37 cm

Leibhöhe: 17 cm

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 54 650

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.14.04.2021**

Indikation

Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung durch Entlordosierung der LWS notwendig ist, wie z.B.:

- schwerste Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei BS-Vorfall
- Schwerstes radikuläres Lumbalsyndrom
- Spondylolisthese mit schweren Lumboischialgien
- Spinalkanalstenosen
- Lumbale Instabilität

- Pathologische Frakturen
- Postoperativ nach BS-OP
- Facettensyndrom

Wirkungsweise

- Entlastung der Lendenwirbelsäule durch Entlordosierung, Rumpfvorneigung und Beckenrückkipfung und Einschränkung der Rotationsbewegung



SLEEQ SFO PLUS

Flexionsorthese mit Mobilisierungsfunktion

Größe: Universalgröße von 65 – 136 cm Taillenumfang, mit Verlängerung bis 157 cm

Rückenhöhe: 37 cm, durch separate Rückenpelotte reduzierbar auf 24 cm

Leibhöhe: 17 cm

Art.-Nr. 54 655

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.14.02.2016**

Indikation

- Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung durch Entlordosierung mit nachfolgender funktioneller Mobilisierung der LWS notwendig ist, wie z.B.:
- Schwerste Lumboischialgie ohne absolute OP-Indikation; bei OP-Kontraindikation; bei Patienten die eine OP ablehnen
- Schwerstes radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent)
- Spondylolisthese mit schweren Lumboischialgien
- Schwere lumbale Deformität mit Hypermobilität bei Facettensyndrom/Arthrose
- BS-OP mit großem Prolaps
- Lumbale Instabilität
- Spinalkanalstenosen mit Paresen und OP-Kontraindikation

Wirkungsweise

- Entlastung der LWS durch Entlordosierung, Rumpfvorneigung und Beckenrückkipfung. Durch Abrüstung einzelner Druckelemente wird eine funktionelle Mobilisierung der LWS ermöglicht.



LOMBASTAB® IMMO

Flexionsorthese mit Mobilisierungsfunktion, mit Halbschale

Größen: 1 – 5

Rückenhöhe: 35 cm

Farbe: blau/schwarz

Art.-Nr. 0859

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.14.02.2018**

Indikation


- Schwerste Lumboischialgie
- Schwerstes Lumbalsyndrom
- Spondylolisthese
- Schwere lumbale Deformität mit Hypermobilität
- Spinalkanaldekompensation
- Postoperative Stabilisierung

Wirkungsweise

- Entlastung der LWS durch Entlordosierung, Rumpfvorneigung und Beckenrückkipfung
- Anpassen an den Therapie-

- verlauf durch Abrüsten der Orthese auf eine Lumbalstützorthese und LWS Stabilisierungsorthese
- Zusätzliche Gurte zur Regulierung der Kompression

Größe	Taillenumfang cm
1	60 – 80
2	75 – 95
3	90 – 110
4	105 – 125
5	120 – 141



Unterstützung während der gesamten Schwangerschaft



LOMBAMUM®

Die Schwangerschaftsbandage gegen Rückenschmerzen

- ✓ **Innovativ**
Leicht anzulegen, wächst mit dem Bauchumfang mit
- ✓ **Bequem**
Dank Bambusfaserfutter
- ✓ **Nachgewiesene Wirksamkeit**
Verminderte Schmerzintensität beim Gehen, Stehen und Sitzen über längere Zeiträume¹⁾

LOMBAMUM

Schwangerschaftsbandage

Größe: Universalgröße von 82 bis 125 cm Taillenumfang

Farbe: flieder

Art.-Nr. 0805

© **HMV-Nr.: 23.14.03.1035**

Indikation

- Mit der Schwangerschaft einhergehende Schmerzen in Rücken, Bauchdecke, Iliosakralgelenken oder Beckenboden

Wirkungsweise


- Zirkuläre Umschließung des Beckens
- Heben und Unterstützen des Bauches



Rückenschmerzen in der Schwangerschaft

Im Zuge der Schwerpunktverlagerung durch das steigende Gewicht des Bauches leiden Schwangere häufig unter Rückenschmerzen. Eine schnelle und nachhaltige Hilfe versprechen Schwangerschaftsbandagen, wie z. B. unsere LombaMum. In klinischen Tests wurde die Wirksamkeit eindrücklich belegt*:

Entwicklung des **VASPI-Scores** zwischen dem 2. (T2) und 3. (T3) Schwangerschaftsdrittel



Statistisch signifikanter Rückgang der Schmerzen insgesamt im Laufe der Zeit in der Gruppe „Bandagen“

Entwicklung des **Prozentsatzes der Frauen, die über Schmerzen** in bestimmten Situationen des täglichen Lebens zwischen dem 2. und 3. Schwangerschaftsdrittel berichteten

Symptome	Mit Rückenbandage	Ohne Rückenbandage
Schmerzen beim Gehen	- 37 %	- 1 %
Schmerzen bei längerem Stehen	- 42 %	- 25 %
Schmerzen bei längerem Sitzen	- 37 %	- 25 %

Statistisch signifikanter Rückgang der Schmerzen insgesamt im Laufe der Zeit in der Gruppe „Bandagen“

* Bertuit J, Van Lint CE, Rooze M, Feipel V. Pregnancy and pelvic girdle pain: Analysis of pelvic belt on pain. J Clin Nurs. 2018;27(1-2):e129-e137. doi:10.1111/jocn.13888



SLEEQ MAX TLSO

Immobilisierungsothese LWS/BWS mit Mobilisierungsfunktion

Versorgungshöhe: T1 - S1*
 Universalgröße von 65 - 136 cm
 Taillenumfang
Farbe: schwarz

Art.-Nr. U5040
 © **HMV-Nr.: 23.15.02.0007**

Indikation

- Traumabedingte Schäden/stabile Frakturen im Bereich der BWS und LWS
- Prä- und postoperativ
- Posttraumatisch
- Infektionen/Entzündungen, Spondylitis/Spondylodiszitis
- Arthrosen
- Morbus Scheuermann
- Osteoporose, auch in Kombination mit stabilen Frakturen
- Spinalkanaldekompensation
- Bandscheibenverletzungen

- Osteomalazie mit WS-Deformität

Wirkungsweise

- Immobilisierung der LWS/BWS mit funktioneller Mobilisierung

* abhängig von der Körperlänge des Patienten. Bei großen Patienten > 180 cm muss je nach Frakturversorgung die Stabilisierung individuell angepasst werden



LOMBASTAB® DORSO

LWS/BWS Entlastungsothese

Größen: 1 - 5
Rückenhöhe: Individuell einstellbar
Farbe: blau/schwarz

Art.-Nr. 0847
 © **HMV-Nr. 23.15.04.3010**

Indikation

- Gewöhnliche, unspezifische Kreuzschmerzen (im akuten, subakuten und chronischen Stadium)
- Statikstörungen (Kyphose, Lordose)
- Stabiler, traumatisch bedingter Wirbelbruch
- Stabiler, osteoporotisch bedingter Wirbelbruch
- Morbus Scheuermann

Wirkungsweise

- Linderung von Kreuzschmerzen durch die Stabilisierung der Lendenwirbelsäule: Durch Erhöhung des intra-abdominalen Drucks wird die Belastung der Lendenwirbelsäule gemindert.
- Aufrechterhaltung einer Überstreckung der Wirbelsäule mit Hilfe einstellbarer Gurte, eines anpassungsfähigen metallischen Rückengestells und einer herausnehmbaren Sternumstütze

Größe	Taillenumfang cm
1	60 - 80
2	75 - 95
3	90 - 110
4	105 - 125
5	120 - 141





DYNABELT

Rippenbruch und
Abdominalbandage

Größen: 1–6

Farbe: weiß

Art.-Nr. 7010-07

Rückenhöhe 16 cm, 1–6

Art.-Nr. 7010-08

Rückenhöhe 26 cm, 1–6

Ⓣ **HMV-Nr.: 05.11.01.0056**

Indikation

- Bauchwandbruch
- Nabelbruch
- Rippenfrakturen

Wirkungsweise

- Zirkuläre Kompression zur Stabilisierung des Bauchraumes

Größe	Taillenumfang cm
1	66–80
2	81–90
3	91–100
4	101–120
5	121–140
6	141–160



STOMEX

Abdominalbandage für Stoma-
maträger. Öffnungen einfach
individuell einzuarbeiten.

Größen: 1–4

Rückenhöhe: 25 cm

Farbe: weiß

Art.-Nr. 2700

Ⓣ **HMV-Nr.: 05.11.03.2001**



Indikation

- Bei frisch Operierten
- Bei Stoma-Trägern

Wirkungsweise

- Der Druck des elastischen Gewebes unterstützt wirksam den Bruch

Größe	Leibumfang cm
1	60–70
2	71–85
3	86–100
4	101–120



HIP-MED®

Spreiz-Orthese mit Bügel

Größen: XXS–L

Farbe: weiß/blau

Art.-Nr. 51550

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.05.02.0003**

Indikation

- Hüftdysplasie
- Reponierte Hüftluxationen

Wirkungsweise

- Retention der Hüftgelenke in stufenlos einstellbaren Positionen
- Muskulär entspannte Ruhelage der unteren Extremität in einer Position von 90°–100° Flexion und ca. 50° Abduktion

Größe	Spreizweite der Oberschenkel-schale cm	Oberschenkel-umfang cm
XXS Früh- geborene	11,5–14	12–16
XS Neugebo- rene	13–16	12–16
S wenige Wochen	13–18	15–18
M mehrere Wochen	14,5–20,5	17–22
L mehrere Monate	20–27	20–25

HIPLOC EVO

Hüftgelenkorthese mit
einstellbarer Bewegungs-
begrenzung in einer
Bewegungsebene

Größe: Universalgröße

Farbe: silbergrau

Art.-Nr. 54050

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.05.01.0005**

Indikation

- Luxationsgefährdete Hüftgelenke
- Nach endoprothetischer Versorgung

Wirkungsweise

- Luxationsschutz ohne Beeinträchtigung der Bewegungsabläufe
- Hüftführung durch integrierte Becken- und Kniespanne

Universalgröße
links oder rechts
Bandagenumfang einstellbar
von 80–140 cm



Knie

Das Kniegelenk zählt aufgrund seiner hohen Beanspruchung zu den besonders verletzungsanfälligen und verschleißintensiven Gelenken. So vielfältig wie die Verletzungsarten, so umfangreich sind die Möglichkeiten zur medizinischen Versorgung des Kniegelenks.

THUASNE bietet Ihnen für sämtliche Indikationsgrade und Einsatzbereiche die passende Lösung. Unser Produktportfolio reicht von klassischen Bandagen für die schnelle Versorgung von Distorsionen und ersten Meniskusproblemen über Softorthesen bis zu Hartrahmenorthesen für die postoperative Stabilisierung des Knies.

Für Gonarthrose-Patienten ist die Genu OA das erste Mittel der Wahl. Die prämierte Kniegelenkorthese steht für höchste Funktionalität und besten Tragekomfort und ist dabei nahezu unsichtbar.





GENU PROMASTER

Kniegelenkbandage mit verstärktem propriozeptiven Effekt

Größe: XXS-XXL+

Farbe: anthrazit

Art.-Nr. 35 040

Ⓣ **HMV-Nr.: 05.04.01.0118**

Indikation


- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Tendomyopathien und Ansatzligamentosen
- Arthrose und Arthritis
- Leichte Formen von Gelenkinstabilitäten
- Pathologien der Patella

Wirkungsweise

- Kompression und Führung des Kniegelenks

Größe	Oberschenkelumfang cm	Wadenumfang cm
XXS	35-38	25-28
XS	38-41	28-31
S	41-44	31-34
M	44-47	34-37
M+	47-50	34-37
L	47-50	37-40
L+	50-53	37-40
XL	50-53	40-43
XL+	53-56	40-43
XXL	53-56	43-46
XXL+	56-59	43-46

seitengleich



GENU-GO

Kniegelenkbandage mit propriozeptivem Effekt

Größe: XXS-XXL+

Farbe: grau/dunkelgrau

Art.-Nr. 30 040

Ⓣ **HMV-Nr.: 05.04.01.0116**

Indikation


- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Tendomyopathien und Ansatzligamentosen
- Arthrose und Arthritis
- Leichte Formen von Gelenkinstabilitäten
- Pathologien der Patella

Wirkungsweise

- Kompression und Führung des Kniegelenks

Größe	Oberschenkelumfang cm	Wadenumfang cm
XXS	35-38	25-28
XS	38-41	28-31
S	41-44	31-34
M	44-47	34-37
M+	47-50	34-37
L	47-50	37-40
L+	50-53	37-40
XL	50-53	40-43
XL+	53-56	40-43
XXL	53-56	43-46
XXL+	56-59	43-46

seitengleich



GENUPRO ACTIV

Aktiv-Kniebandage mit propriozeptivem Effekt

Größen: 1-6+

Farben: schwarz

Art.-Nr. 2347

Ⓣ **HMV-Nr.: 05.04.01.0068**

Indikation


- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Tendomyopathien und Ansatzligamentosen
- Arthrose und Arthritis
- Leichte Formen von Gelenkinstabilitäten
- Pathologien der Patella

Wirkungsweise

- Kompression und Führung des Kniegelenks

Größe	Oberschenkelumfang cm	Wadenumfang cm
1	35-38	25-28
2	38-41	28-31
3	41-44	31-34
4	44-47	34-37
5	47-51	37-41
6	51-55	41-45
6+	55-59	43-47

seitengleich



GENUPRO COMFORT

Comfort-Kniebandage mit propriozeptivem Effekt (Langzeitanwendung) und besonders weichem Material

Größen: 1-6

Farben: schwarz

Art.-Nr. 2346

Ⓣ **HMV-Nr.: 05.04.01.0069**

Indikation

- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Tendomyopathien und Ansatzligamentosen
- Arthrose und Arthritis
- Leichte Formen von Gelenkinstabilitäten
- Pathologien der Patella

Wirkungsweise

- Kompression und Führung des Kniegelenks

Größe	Knieumfang cm
1	31-33
2	34-36
3	37-39
4	40-42
5	43-45
6	46-48

seitengleich





GENU FS

Knieorthese zur Beeinflussung des Patellagleitweges

Größe: XS-XXL

Farbe: anthrazit

Art.-Nr. 35 043

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.04.05.0017**

Indikation


- Alle Indikationen, bei denen eine Beeinflussung des Patellagleitweges notwendig ist, wie z.B.:
- Femoropatellares Schmerzsyndrom
 - Patellahochstand
 - Patellalateralisation

Wirkungsweise

- Beeinflussung des Patellagleitweges durch Kombination aus C-förmigem Korrekturzügel und individuell einstellbarem Zugsystem

Größe	Oberschenkelumfang cm	Wadenumfang cm
XS	38-41	28-31
S	41-44	31-34
M	44-47	34-37
L	47-50	37-40
XL	50-53	40-43
XXL	53-57	43-46

links oder rechts



GENU PFS PROMASTER

Knieorthese mit Patella-Zugsystem und anatomisch geformter Pelotte zur Korrektur und Sicherung des Patellagleitweges

Größe: XXS-XXL

Farbe: anthrazit

Art.-Nr. 35 045

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.04.05.1008**

Indikation


- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Schwere degenerative Veränderung des Patellagleitweges
- Postoperativ (nach MPFL-Plastik, Lateral Release)
- Patellalateralisation
- Patellainstabilitäten
- Patellaluxation und -subluxation
- Retropatellare Arthrose

Wirkungsweise

- Stabilisierung und korrigierende Führung der Patella

Größe	Oberschenkelumfang cm	Wadenumfang cm
XXS	35-38	25-28
XS	38-41	28-31
S	41-44	31-34
M	44-47	34-37
L	47-50	37-40
XL	50-53	40-43
XXL	53-56	43-46

links oder rechts



GENU LIGAFLEX, OFFEN

Knieorthese mit Gelenkschienen zur Führung und Stabilisierung, kurze (ca. 32 cm) oder lange (ca. 40 cm) Version

Größen: 1-6+

Farbe: grau/hellblau

Art.-Nr. 2375-05

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.04.03.0011**

Indikation

- Leichte bis mittlere Instabilitäten
- Postoperative und posttraumatische Reizzustände
- Leichte Gonarthrose

Wirkungsweise

- Stabilisierung des Kniegelenks
- Hyperextensionsschutz

Größe	Knieumfang cm	Oberschenkelumfang cm
1	32-34	37,5 - 43,5
2	35-37	40,5 - 46,5
3	38-41	44 - 50
3+	38-41	48 - 54
4	42-45	48 - 54
4+	42-45	52 - 58
5	46-49	52 - 58
5+	46-49	56 - 62
6	50-53	56 - 62
6+	50-53	60 - 66

seitengleich



Knieumfang wird bei einer Beugung von 20-25° gemessen.



GENU LIGAFLEX, GESCHLOSSEN

Knieorthese mit Gelenkschienen zur Führung und Stabilisierung, kurze (ca. 32 cm) oder lange (ca. 40 cm) Version

Größen: 1-6

Farbe: grau/hellblau

Art.-Nr. 2375-03

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.04.03.0011**

Indikation

- Leichte bis mittlere Instabilitäten
- Postoperative und posttraumatische Reizzustände
- Leichte Gonarthrose

Wirkungsweise

- Stabilisierung des Kniegelenks
- Hyperextensionsschutz

Größe	Knieumfang cm
1	32-34
2	35-37
3	38-41
4	42-45
5	46-49
6	50-53

seitengleich



Knieumfang wird bei einer Beugung von 20-25° gemessen.



GENU LIGAFLEX ROM, OFFEN

Knieführungssorthe mit Flexions- und Extensionsbegrenzung

Größen: 1-6

Farbe: grau/blau

Art.-Nr. 2386-05

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.04.03.2005**

Indikation

- Leichte bis mittlere Knieinstabilitäten, z.B. Seitenbänder, Kreuzbänder
- Posttraumatisch
- Postoperativ
- Chronische Instabilitäten

Wirkungsweise

- Stabilisierung und Führung des Kniegelenks und Entlastung durch Flexions- und Extensionsstopps

Größe	Knieumfang cm
1	32-34
2	35-37
3	38-41
4	42-45
5	46-49
6	50-53



Knieumfang wird bei einer Beugung von 20-25° gemessen.



GENU OA

Kniegelenkorthese zur Führung und Entlastung eines Kompartiments, mit Flexions- und Extensionsbegrenzung

Größen: XS - 4XL, links oder rechts

Rechts medial/links lateral
Links medial/rechts lateral

Farbe: anthrazit

Art.-Nr. 35 047

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.04.04.1010**


Indikation

- Bei Gonarthrose zur partiellen Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments

Wirkungsweise

- Entlastung eines Kompartiments nach dem 3-Punkt-Entlastungsprinzip und physiologischen Führung des Kniegelenks mit einstellbarer Flexions-/Extensionsbegrenzung

Größe	Oberschenkelumfang cm	Wadenumfang cm
XS	38-41	28-31
S	41-44	31-34
M	44-47	34-37
L	47-50	37-40
XL	50-53	40-43
2XL	53-57	43-46
3XL	57-61	46-49
4XL	61-66	49-52



links oder rechts



REBEL RELIEVER

Gonarthrose-Orthese, bei medialer und lateraler Arthrose, mit CS-Paket

Größen: XS-XXL

Farbe: schwarz-texturiert

Art.-Nr. U03309

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.04.04.2007**

Indikation



- Mediale und laterale Gonarthrose
- Gonarthrit

Wirkungsweise

- Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments
- Stabilisierung des Kniegelenks
- Extensions- und Flexionsstopps

Größe	(1) Oberschenkelumfang cm	(2) Wadenumfang cm	(3) Knieweite cm
XS	31-39	28-32	7,5-9,0
S	39-47	31-35	9,0-10,0
M	47-53	34-38	10,0-11,5
L	53-60	37-40	11,5-12,5
XL	60-64	38-43	12,5-14,0
XXL	64-71	43-48	14,0-15,5

links oder rechts



GenuPro control

Knieführungsorthese mit Extensions- und Flexionsbeschränkung

WIRKUNGSWEISE

Knieführung und -Stabilisierung

- Stabiler Rahmen aus Aluminium, 41 cm lang
- 4-Punkt-Stabilisierungsprinzip

Limitierung des Bewegungsumfangs mit Flexions- und Extensions-Stopps

- Flexion: 0, 30, 45, 60, 75 and 90°
- Extension: 0, 5, 10, 15, 20, 30 and 40°

Fester Halt am Bein

- Enganliegend am Bein empfindet das **TM5 Gelenk*** die natürliche Roll- und Gleitbewegung des Kniegelenkes nach
- **C/S Package ①** hängt sich am prominenten Innenkondylus auf und verhindert so das Rutschen
- **Der schräge Wadengurt ②** verhindert ein Rutschen der Orthese
- Schutz vor Rotation durch die **anatomisch angeformte Schienbeinanlage**

EINFACHE ANWENDUNG

- **Schnellverschlüsse: ③** leicht zu öffnen und zu schließen im Low-Profile-Design
- **Leicht einstellbare Flexion und Extension** mit werkzeuglosem Scharnierkappendesign mit Sicherheitsschnapper
- Hochwertige Gurte mit **Y-Klett** zur Anpassung an die Morphologie des Patienten

KOMFORT

- Angenehmer Tragekomfort durch durchgehende, atmungsaktive Polsterung und geringes Gewicht (max. 700 Gramm)
- **Spezifische Form** des Tibiapolsters zur Vermeidung von effektivem Druck
- **Abnehmbare Polster** an allen Gurten für besseren Komfort

* TM5 Gelenk Patent 4890607,1990.

** A2S biomechanische Studie „Biomechanical study of the stride use of different braces“ 2020. Die Studie wurde an der Rebel Standard durchgeführt, welche die gleichen technologischen Merkmale wie die GenuPro control hat: TM5+ Gelenk, C/S-Paket, Schräger Wadengurt, Design der Tibiaanlage.

*** Maki B, Gait changes in older adults: predictors of falls or indicators of fear. 1997 J. AM Geriatr soc. 45:313-20.



TM5 TOWNSEND GELENKTECHNOLOGIE: BEWIESENE VORTEILE**

Biomechanisch nachgewiesene Vorteile** des TM5-Gelenkes ④



Flüssigere Kniebewegung:
anatomische Nachbildung der
natürlichen Bewegungsdynamik
im Knie



Bessere Stabilität:
Reduktion der
Doppelstützzeit***



**Großzügige Flexion/
Extension Range of Motion (ROM):**
Großer Bewegungsfreiraum



GENUPRO CONTROL

Knieführungsschlinge mit Flexions- und Extensionsbegrenzung, mit CS-Paket

Größen: S-XXL

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 39 100

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.04.03.3079**



Indikation

- Läsion des vorderen Kreuzbandes
- Läsion des hinteren Kreuzbandes
- Läsion des medialen oder lateralen Seitenbandes
- Meniskusschwäche

Wirkungsweise

- Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Extensions- und Flexionsstopps

Größe	(1) Oberschenkelumfang cm	(2) Wadenumfang cm	(3) Knieweite cm
S	39-47	31-35	9,0-10,0
M	47-53	34-38	10,0-11,5
L	53-60	37-40	11,5-12,5
XL	60-64	38-43	12,5-14,0
XXL	64-71	43-48	14,0-15,5



REBEL PRO

Knieführungsschlinge mit Flexions- und Extensionsbegrenzung, mit CS-Paket

Größen: XS-XXL

Farbe: silbergrau

Art.-Nr. U03107

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.04.03.3014**



Indikation

- Läsion des vorderen Kreuzbandes
- Läsion des hinteren Kreuzbandes
- Läsion des medialen oder lateralen Seitenbandes
- Meniskusschwäche

Wirkungsweise

- Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Extensions- und Flexionsstopps

Größe	(1) Oberschenkelumfang cm	(2) Wadenumfang cm	(3) Knieweite cm
XS	31-39	28-32	7,5-9,0
S	39-47	31-35	9,0-10,0
M	47-53	34-38	10,0-11,5
L	53-60	37-40	11,5-12,5
XL	60-64	38-43	12,5-14,0
XXL	64-71	43-48	14,0-15,5



REBEL STANDARD

Knieführungsschlinge mit Flexions- und Extensionsbegrenzung, mit CS-Paket

Größen: XS-XL

Farbe: matt schwarz

Art.-Nr. U03108

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.04.03.3014**



Indikation

- Läsion des vorderen Kreuzbandes
- Läsion des hinteren Kreuzbandes
- Läsion des medialen oder lateralen Seitenbandes
- Meniskusschwäche

Wirkungsweise

- Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Extensions- und Flexionsstopps

Größe	(1) Oberschenkelumfang cm	(2) Wadenumfang cm	(3) Knieweite cm
XS	31-39	28-32	7,5-9,0
S	39-47	31-35	9,0-10,0
M	47-53	34-38	10,0-11,5
L	53-60	37-40	11,5-12,5
XL	60-64	38-43	12,5-14,0





LIGAFLEX IMMO 0°, 3-TEILIG

Knie-Immobilisierungsschiene, 3-teilig

Größen: 1-4

Farbe: blau

Art.-Nr. 2400-04

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.04.01.0059**

Indikation

- Prä- und postoperative Ruhigstellung in 0°-Beugewinkel
- Zustand nach Patellaluxation
- Schwere Muskelverletzungen
- Bandläsionen

Wirkungsweise

- Ruhigstellung des Kniegelenks in 0°-Beugewinkel

Größe	Beinlänge cm
1	50-60
2	60-70
3	70-80
4	>80

seitengleich

Jetzt neu inklusive Kindergröße



LIGAFLEX IMMO 0°

Knie-Immobilisierungsschiene, 1-teilig

Länge: 40 cm,

Größen: S

Länge: 50 cm,

Größen: S-XL

Länge: 60 cm,

Größen: M-XL

Farbe: blau

Art.-Nr. 2410-03

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.04.01.0034**

Indikation


- Prä- und postoperative Ruhigstellung in 0°-Beugewinkel
- Zustand nach Patellaluxation
- Schwere Muskelverletzungen
- Bandläsionen

Wirkungsweise

- Ruhigstellung des Kniegelenks in 0°-Beugewinkel

Größe	Länge 40 cm	Länge 50 cm	Länge 60 cm
	Umfang cm	Umfang cm	Umfang cm
S	35-45	38-45	-
M	-	45-52	45-52
L	-	53-62	53-62
XL	-	63-75	63-75

seitengleich



LIGAFLEX IMMO 20°

Knie-Immobilisierungsschiene, 1-teilig

Länge: 50 cm,

Größen: S-XL

Länge: 60 cm,

Größen: M-XL

Farbe: blau

Art.-Nr. 2420-03

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.04.01.1022**

Indikation


- Prä- und postoperative Ruhigstellung in 20°-Beugewinkel
- Zustand nach Patellaluxation
- Schwere Muskelverletzungen
- Bandläsionen

Wirkungsweise

- Ruhigstellung des Kniegelenks in 20°-Beugewinkel

Größe	Länge 50 cm	Länge 60 cm
	Umfang cm	Umfang cm
S	35-45	-
M	45-52	45-52
L	53-62	53-62
XL	63-75	63-75

seitengleich



KNIE IMMOBILISIERUNGSSCHIENE 0°; 3-TEILIG

Knie Immobilisierungsschiene 0°; 3-teilig

Größen: 1-4

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 1325-04

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.04.01.0033**

Indikation

- Prä- und postoperative Ruhigstellung in 0°-Beugewinkel
- Zustand nach Patellaluxation
- Schwere Muskelverletzungen
- Bandläsionen

Wirkungsweise

- Ruhigstellung des Kniegelenks in 0°-Beugewinkel

Größe	Beinlänge cm
1	50-60
2	60-70
3	70-80
4	>80

seitengleich

Sprunggelenk und Fuß

Unsere Füße tragen uns durch das Leben und sind täglich hohen Belastungen und Verletzungsgefahren ausgesetzt. Zu den klassischen Indikationen zählen Zerrungen, Verstauchungen oder Distorsionen verschiedener Schweregrade, aber auch Paresen und postoperative Zustände.

Damit Ihre Patienten bei jedem Schritt eine größere Mobilität erlangen und nicht nur im Alltag, sondern auch bei sportlichen Aktivitäten bestens gestützt werden, haben wir unser Angebot an orthopädischen Hilfsmitteln auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten abgestimmt.

Das Produktportfolio von THUASNE gliedert sich in Bandagen, verschiedene Orthesentypen und Boots. Darüber hinaus bieten wir ein umfangreiches Schuh-Sortiment für den erkrankten Fuß. Neue Produkte wie Malleo Dynastab Vario oder SpryStep, die dynamische Fußheber-Orthese aus Carbon, runden das Programm weiter ab.





MALLEO PROMASTER

Sprunggelenkbandage mit verstärktem propriozeptiven Effekt und anatomisch geformten Pelotten

Größen: XS – XXL

Farbe: anthrazit

Art.-Nr. 35 020

© **HMV-Nr.: 05.02.01.0075**

Indikation

- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Distorsionen
- Gelenkergüsse und Schwellungen durch Arthritis und Arthrose
- Leichte Formen von Gelenkinstabilität

Wirkungsweise

- Kompression und Führung des Sprunggelenks

Größe	Knöchelumfang cm
XS	17-19
S	19-21
M	21-23
L	23-25
XL	25-27
XXL	27-29

links oder rechts



MALLEO-GO

Sprunggelenkbandage mit propriozeptivem Effekt

Größen: XS-XXL

Farbe: grau/dunkelgrau

Art.-Nr. 30 020

© **HMV-Nr.: 05.02.01.0073**

Indikation

- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Distorsionen
- Gelenkergüsse und Schwellungen durch Arthritis und Arthrose
- Leichte Formen von Gelenkinstabilität

Wirkungsweise

- Kompression und Führung des Sprunggelenks

Größe	Knöchelumfang cm
XS	17-19
S	19-21
M	21-23
L	23-25
XL	25-27
XXL	27-29

seitengleich



MALLEO PROMASTER AKTIV

Sprunggelenkbandage mit verstärktem propriozeptiven Effekt, anatomisch geformten Pelotten und integriertem Pronationszügel

Größen: XS – XXL

Farbe: anthrazit

Art.-Nr. 35 022

© **HMV-Nr.: 05.02.01.2XXX**

Indikation

- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Distorsionen
- Gelenkergüsse und Schwellungen durch Arthritis und Arthrose
- Leichte Formen von Gelenkinstabilität

Wirkungsweise

- Kompression und Führung des Sprunggelenks

Größe	Knöchelumfang cm
XS	17-19
S	19-21
M	21-23
L	23-25
XL	25-27
XXL	27-29

links oder rechts



MALLEOPRO ACTIV

Sprunggelenkbandage mit integriertem Pronationszügel

Größen: 1 – 5

Farben: schwarz, silber

Art.-Nr. 2368

© **HMV-Nr.: 05.02.01.2003**

Indikation

- Posttraumatische, postoperative und chronische Reizzustände
- Distorsionen
- Gelenkergüsse und Schwellungen durch Arthritis und Arthrose
- Leichte Formen von Gelenkinstabilität

Wirkungsweise

- Kompression und Führung des Sprunggelenks

Größe	y-Maß cm
1	28-29
2	30-31
3	32-33
4	34-35
5	36-38

links oder rechts





SILISTAB ACHILLO

Achillessehnenbandage,
inkl. 1 Paar Fersenkissen

Größen: 1–5

Farbe: grau/hellblau

Art.-Nr. 2355

Ⓣ **HMV-Nr.: 05.02.01.1004**

Indikation

- Achillodynie
- Achillobursitis
- Posttraumatische und postoperative Reizzustände

Wirkungsweise

- Entlastung der Achillessehne
- Förderung der Durchblutung
- Massage des Sehnen-gleitgewebes

Größe	Knöchel- umfang cm
1	19–21
2	21–23
3	23–25
4	25–27
5	27–30
seitengleich	



LIGACAST ANATOMIC

Sprunggelenkorthese mit
Luft-Wabepolster

Größen: Art.-Nr. 2315:

0–1, links oder rechts

Größe: Art.-Nr. 2600:

Universalgröße, seitengleich

Farbe: weiß

Art.-Nr. 2315

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.02.02.0003**

Art.-Nr. 2600 Junior

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.02.02.0003**

Indikation

- Achillodynie
- Achillobursitis
- Posttraumatische und postoperative Reizzustände

Wirkungsweise

- Entlastung der Achillessehne
- Förderung der Durchblutung
- Massage des Sehnen-gleitgewebes

Art.-Nr. 2315

Größe	Körpergröße
0	140–160 cm
1	> 160 cm
links oder rechts	

Art.-Nr. 2600 Junior

- Universalgröße für Kinder bis Körpergröße von 140 cm
- seitengleich



LIGASTRAP IMMO

Sprunggelenkorthese mit
elastischem Kreuzzügel

Größen: 0–1,

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 2337

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.02.02.0002**

Indikation

- Achillodynie
- Achillobursitis
- Posttraumatische und postoperative Reizzustände

Wirkungsweise

- Entlastung der Achillessehne
- Förderung der Durchblutung
- Massage des Sehnen-gleitgewebes

Größe	Körpergröße
0	140–160 cm
1	> 160 cm
links oder rechts	



MALLEO DYNASTAB

Sprunggelenkorthese mit
seitlichen Verstärkungs-
elementen und Kreuzgurt

Größen: 1–3

Farbe: grau/hellblau

Art.-Nr. 2350

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.02.02.1003**

Indikation

- Konservative Therapie von Sprunggelenksdistorsionen Grad 1+2
- Postoperativ nach Band-rekonstruktionen
- Hyperlaxität des Band-apparates

Wirkungsweise

- Stabilisierung des Sprungge-lenks durch laterale und medi-ale Verstärkungselemente und separat fixierbaren Kreuzgurt
- Optimale Stabilisierung beim Tragen im Schuh

Größe	Knöchel- umfang cm
1	19–22
2	22–26
3	26–30
seitengleich	





Jetzt neu
inklusive
Kinder-
größe

MALLEO DYNASTAB BOA®

Sprungelenkorthese mit seitlichen Verstärkungselementen, Kreuzgurt und Boa®-Verschlussystem

Größen: 0 – 3
Farbe: grau/hellblau

Art.-Nr. 2351
Ⓣ **HMV-Nr.: 23.02.02.1003**

Indikation

- Konservative Therapie von Sprunggelenksdistrorsionen Grad 1+2
- Postoperativ nach Bandrekonstruktionen
- Hyperlaxität des Bandapparates

Wirkungsweise

- Stabilisierung des Sprunggelenks durch laterale und mediale Verstärkungselemente und separat fixierbaren Kreuzgurt
- Optimale Stabilisierung beim Tragen im Schuh

Größe	Knöchelumfang cm
0	16 – 19
1	19 – 22
2	22 – 26
3	26 – 30

seitengleich



MALLEO DYNASTAB VARIO

Sprungelenkorthese zur Mobilisierung in definierter Position, abrüstbar

Größen: 1 – 3
Farbe: grau/schwarz

Art.-Nr. 47 973
Ⓣ **HMV-Nr.: 23.02.04.0008**

Indikation

- Akute Sprunggelenksverletzungen/Distrorsionen Grad II und III
- Akute und chronische Instabilitäten des OSG und USG

- Postoperative Versorgung nach Sprunggelenksoperationen am Bandapparat
- Akute entzündliche Sprunggelenkerkrankungen

Wirkungsweise

- Die modulare Bauweise ermöglicht eine Abrüstung und stadiengerechte Therapie, d.h. durch Abnehmen einzelner Stabilisierungselemente wird kontrolliert mehr Bewegungsfreiheit gegeben und die Therapie wird den entsprechenden Heilungsphasen angepasst.

- Stabilisierung und Immobilisierung des Sprunggelenks in definierter Position.
- Begrenzung von Supination, Pronation und Plantarflexion.

Größe	Knöchelumfang cm
1	19 – 22
2	22 – 26
3	26 – 30

seitengleich



SPRYSTEP® FLEX

Dynamische Fußheberorthese aus Carbon mit dorsaler Anlage

Größen: XS – XL
Farbe: schwarz/grau/blau

Art.-Nr. Nr. U01712
Ⓣ **HMV-Nr.: 23.03.02.6033**

Indikation

- Herabfallen des Fußes aufgrund einer zentralen neurologischen Erkrankung (Folgeschäden von Schlaganfällen, Multiple Sklerose, Parkinson, Rückenmarks-

verletzung, Zerebralparese ...)

- aufgrund einer peripheren neurologischen Erkrankung (Neuropathie, medizinisch oder traumatisch bedingte Nervenschäden) oder einer muskulären Erkrankung (Muskeldystrophie, kongenitale Dystrophie usw.), ohne Instabilität des Knies
- SpryStep® flex ist für dynamisch aktive Patienten geeignet (zügiges Gehen, Jogging usw.)

Wirkungsweise

- Dynamische Führung des Fußes

Größe	Höhe cm	Schuhgröße
XS	30	33 – 37
S	32	36 – 39
M	34	38 – 42
L	36	41 – 44
XL	38	44 – 47

links oder rechts



SPRYSTEP® PEDIATRIC

Fußheberorthese mit dorsaler Anlage

Größen: XS – XL
Farbe: schwarz/grau/blau

Art.-Nr. U01752
Ⓣ **HMV-Nr.: 23.03.02.6034**

Indikation

- Teillähmung der Fußhebermuskulatur durch z.B.:
- Peronäus-Parese
- Schlaganfall
- Traumatische Verletzungen

Wirkungsweise


- Dynamische Führung des Fußes

Größe	Höhe cm	Schuhgröße
XS	9,5 – 14,5	17 – 22
S	11 – 16	22 – 26
M	12,5 – 17,5	26 – 28
L	14 – 19	28 – 31
XL	15,5 – 20,5	31 – 33

links oder rechts

Fußheberschwäche?

Mehr Mobilität mit SpryStep®



Wir unterstützen Sie online bei der individuellen Auswahl unter Berücksichtigung der einzelnen Muskelkraft-Parameter: <https://thuasne-carefinder.de/sprystep-finder/>

*MRC (Medical Research Council)-Skala	(Manueller Muskeltest)
Keine Kontraktion	0
Tastbare Zuckung und Spur einer Kontraktion	1
Aktive Bewegung möglich unter Aufhebung der Schwerkraft	2
Aktive Bewegung möglich gegen die Schwerkraft	3
Aktive Bewegung möglich gegen Widerstand	4
Normale Kraft	5





SPRYSTEP

Fußheberorthese aus Carbon mit dorsaler Anlage

Größen: XS–XL

Farbe: schwarz/grau/blau

Art.-Nr. U0170

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.03.02.6023**

Indikation

- Teillähmung der Fußhebermuskulatur durch z.B.:
- Peronäus-Parese
- Schlaganfall
- Traumatische Verletzungen

Wirkungsweise

- Dynamische Führung des Fußes

Größe	Höhe cm	Schuhgröße
XS	30	33 – 37
S	32	36 – 39
M	34	38 – 42
L	36	41 – 44
XL	38	44 – 47

links oder rechts



SPRYSTEP PLUS

Dynamische Fußheberorthese aus Carbon mit ventraler Anlage

Größen: XS–XL

Farbe: schwarz/grau/blau

Art.-Nr. U01722

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.03.02.6032**

Indikation

Fußheberschwäche neurologischen, traumatischen oder muskulären Ursprungs:

- Fallfuß
- Steppergang
- Quadrizepschwäche

- Leichte bis mittlere Knieinstabilität während der Standphase
- Hyperextension im Knie während der Standphase

Wirkungsweise

- Dynamische Führung des Fußes

Gr.	Schuhgröße	Fußlänge cm		Wadenumfang cm 25 mm unterhalb des Fibula Köpfchens		Produkt- höhe cm
		Min.	Max.	Min.	Max.	
XS	33 – 37	21,5	24,5	29,0	37,0	33,0
S	36 – 39	23,0	26,0	32,5	40,0	36,0
M	38 – 42	24,5	27,5	35,5	43,0	39,5
L	41 – 44	26,0	29,0	38,5	46,5	42,5
XL	44 – 47	29,0	30,5	42,0	49,5	45,5

links oder rechts



SPRYSTEP MAX

Dynamische Fußheberorthese aus Carbon mit ventraler Anlage

Größen: XS–XL

Farbe: schwarz/grau/blau

Art.-Nr. U01732

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.03.02.6030**

Indikation

- Fußheberschwäche neurologischen, traumatischen oder muskulären Ursprungs:
- Übermäßige Dorsalflexion während der Aufsetzphase des Fußes am Boden (aufgrund

- einer Schwäche der Plantarflexoren)
- Übermäßige Knieflexion während der Aufsetzphase des Fußes am Boden (aufgrund einer Schwäche der Plantarflexoren)
- Quadrizeps-Schwäche
- Schmerzen bei der Dorsalflexion
- Fallfuß
- Steppergang

Wirkungsweise

- Dynamische Führung des Fußes

Gr.	Höhe cm	Fußlänge cm		Schuh- größe
		Min.	Max.	
XS	33,5	19,5	21,5	31 – 34
S	37	21	23	34 – 37
M	39,5	23	25,5	37 – 40
L	42	25,5	27,5	40 – 43
XL	42	27,5	29	43 – 46

links oder rechts



PERO-MED AFO III/II

Peronäusorthese

Größen: S–XL

Farbe: weiß

Art.-Nr. 47 965

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.03.02.5007**

Indikation

- Schlaganfall
- Traumatische Verletzungen

Wirkungsweise

- Dynamische Führung des Fußes

Größe	Schuhgröße
S	35–37
M	37–39
L	39–41
XL	41–44

links oder rechts



XLR8 WALKER

Unterschenkel-Fuß-Orthese, mit zwei separat aufblasbaren Luftkammern sowie individuell einstellbarem Zehenschutzbügel

Größen: XS–XL

Farbe: blau/grau/anthrazit

Art.-Nr. U089

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.06.01.0054**

Indikation

- Postoperativ (Band- und Weichteil- sowie Sehnenverletzungen, Achillessehnenverletzungen, Hallux Valgus Korrektur)
- Konservativ (Distorsionen Grad II und III, Metatarsalfrakturen)

Wirkungsweise

- Immobilisierung des Fußes
- Individuell regulierbare Kompression durch luftgefüllte Kammern

Größe	Schuhgröße
XS	bis 35
S	35–38
M	39–43
L	44–47
XL	größer 47

seitengleich



XLR8 MID CALF WALKER

Unterschenkel-Fuß-Orthese, halbhoch, mit zwei separat aufblasbaren Luftkammern sowie individuell einstellbarem Zehenschutzbügel

Größen: XS–XL

Farbe: blau/grau/anthrazit

Art.-Nr. U090

Ⓣ **HMV-Nr.: 23.06.01.0055**

Indikation


- Postoperativ (Band- und Weichteil- sowie Sehnenverletzungen, Hallux Valgus Korrektur)
- Konservativ (Distorsionen Grad II und III, Metatarsalfrakturen)

Wirkungsweise

- Immobilisierung des Fußes
- Individuell regulierbare Kompression durch luftgefüllte Kammern

Größe	Schuhgröße
XS	bis 35
S	35–38
M	39–43
L	44–47
XL	größer 47

seitengleich



SOHLI

Kinderfußstütze aus Silikon

Schuhgrößen: 19–38

Farbe: rot mit jeansblauer Textilauftrag

Art.-Nr. 47984

Ⓣ **HMV-Nr.: 08.03.00.0XXX**

Indikation

- Frühe Behandlung des kindlichen Knickfußes

Wirkungsweise

- Aufrichtung des Fersenbeines und Schrägstellung der Fersenauftrittsfläche ohne Einschränkung des Bewegungsapparates

Schuhgröße	
19/20	29/30
21/22	31/32
23/24	33/34
25/26	35/36
27/28	37/38



ELASTOCALX N

Viscoelastische Fersenkissen in Schalenform, symmetrische, seitengleiche Form mit flachem Auslauf

Größen: XS–XL

Farbe: transparent
Lieferung paarweise

Art.-Nr. 47980

Ⓣ **HMV-Nr.: 08.03.06.0007**

Indikation

- Überlastungssymptome
- Beinlängendifferenzen
- Arthrose der Fuß- und Beingelenke

Wirkungsweise

- Entlastung der Bänder und Gelenke

Größe	Schuhgröße
0 XS	32–34
1 S	35–37
2 M	38–40
3 L	41–43
4 XL	44–46

seitengleich



ELASTOCALX S/P

Viscoelastische Fersenkissen in Schalenform, zur einseitigen Erhöhung für Supination bzw. Pronation

Größen: XS–XL

Farbe: transparent
Lieferung paarweise

Art.-Nr. 47 981

Ⓣ **HMV-Nr.: 08.03.06.0007**

Indikation

- Fersensporn
- Überlastungssymptome
- Arthrose der Fuß- und Beingelenke

Wirkungsweise

- Entlastung der Bänder und Gelenke

Größe	Schuhgröße
0 XS	32–34
1 S	35–37
2 M	38–40
3 L	41–43
4 XL	44–46

links oder rechts



ELASTOCALX PLUS

Viscoelastische Fersenkissen in Schalenform mit Softpoint

Größen: XS–XL

Farbe: transparent
Lieferung paarweise

Art.-Nr. 47 982

Ⓣ **HMV-Nr.: 08.03.06.0007**

Indikation

- Fersensporn
- Überlastungssymptome
- Arthrose der Fuß- und Beingelenke

Wirkungsweise

- Entlastung der Bänder und Gelenke

Größe	Schuhgröße
0 XS	32–34
1 S	35–37
2 M	38–40
3 L	41–43
4 XL	44–46

links oder rechts



ELASTOCALX FLEX

Viscoelastische Fersenkissen in Schalenform

Größen: XS–XL

Farbe: transparent
Lieferung paarweise

Art.-Nr. 47 991

Ⓣ **HMV-Nr.: 08.03.06.0007**

Indikation

- Fersensporn
- Überlastungssymptome
- Arthrose der Fuß- und Beingelenke

Wirkungsweise

- Entlastung der Bänder und Gelenke

Größe	Schuhgröße
0 XS	32–34
1 S	35–37
2 M	38–40
3 L	41–43
4 XL	44–46

seitengleich



PODOSIL

Langsohlige Weichbettungseinlage

Farbe: transparent mit jeansblauer Textilauflage

Schuhgrößen (Doppelgrößen): 35/36–47/48

Art.-Nr. 47 880

Ⓣ **HMV-Nr.: 08.03.02.1XXX**

Indikation

- Senk- und Spreizfuß
- Überlastungssyndrome
- Arthrose
- Fersensporn
- Entlastung bei Endoprothesen

Wirkungsweise

- Stützen den Fuß und entlasten empfindliche Bereiche im Vorfuß- und Fersenbereich. Das viskoelastische Silikonmaterial bewirkt mit seiner Wechselkompression einen massierenden durchblutungsfördernden Effekt.



PODO-MED

Vorfuß-Entlastungsschuh

Größen: S – XL

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 50 031

komplett mit Zehenschutzbügel

Ⓣ **HMV-Nr.: 31.03.03.5XXX**

Indikation

- Postoperativ
- Plantarulcera
- Verletzungen und Frakturen

Wirkungsweise

- Entlastung des Vorfußes

Größe	Fußlänge cm	Schuhgröße
S	22–23	35–37
M	24–25	38–40
L	26–27	41–43
XL	28–29	44–46



PODO-MED

Vorfuß-Entlastungsschuh

Größen: S – XL

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 50 030

ohne Bügel

Ⓣ **HMV-Nr.: 31.03.03.5XXX**

Indikation

- Postoperativ
- Plantarulcera
- Verletzungen und Frakturen

Wirkungsweise

- Entlastung des Vorfußes

Größe	Fußlänge cm	Schuhgröße
S	22–23	35–37
M	24–25	38–40
L	26–27	41–43
XL	28–29	44–46



PODO-MED

Vorfuß-Entlastungsschuh,
langsohlig mit Zehenschutzrand

Größen: XS – XL

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 50 040

Ⓣ **HMV-Nr.: 31.03.03.5048**

Indikation

- Postoperativ
- Plantarulcera
- Verletzungen und Frakturen

Wirkungsweise

- Entlastung des Vorfußes

Größe	Fußlänge cm	Schuhgröße
XS	20–21	32–34
S	22–23	35–37
M	24–25	38–40
L	26–27	41–43
XL	28–29	44–46



PODO-MED

Vorfuß-Entlastungsschuh,
langsohlig komplett mit
Einlegesohle

Größen: XS – XL

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 50 045

Ⓣ **HMV-Nr.: 31.03.03.5047**

Indikation

- Postoperativ
- Plantarulcera
- Verletzungen und Frakturen

Wirkungsweise

- Entlastung des Vorfußes

Größe	Fußlänge cm	Schuhgröße
XS	20–21	32–34
S	22–23	35–37
M	24–25	38–40
L	26–27	41–43
XL	28–29	44–46



PODO-MED

Vorfuß-Entlastungsschuh,
langsohlig mit zusätzlichem
Führungsgurt

Größen: XS - XL

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 50 047

Ⓣ **HMV-Nr.: 31.03.03.5049**

Indikation

- Postoperativ
- Plantarulcera
- Verletzungen und Frakturen

Wirkungsweise

- Entlastung des Vorfußes

Größe	Fußlänge cm	Schuhgröße
XS	20-21	32-34
S	22-23	35-37
M	24-25	38-40
L	26-27	41-43
XL	28-29	44-46



PODO-MED

Rückfuß-Entlastungsschuh

Größen: S - XL

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 50 050

Ⓣ **HMV-Nr.: 31.03.03.5XXX**

Indikation

- Postoperativ
- Fersenulcera
- Verletzungen und Frakturen

Wirkungsweise

- Entlastung des Rückfußes

Größe	Fußlänge cm	Schuhgröße
S	22-23	35-37
M	24-25	38-40
L	26-27	41-43
XL	28-29	44-46



PODO-MED

Rückfuß-Entlastungsschuh,
komplett mit Fersenschutz-
kappe

Größen: S - XL

Farbe: schwarz

Art.-Nr. 50 051

Ⓣ **HMV-Nr.: 31.03.03.5XXX**

Indikation

- Postoperativ
- Fersenulcera
- Verletzungen und Frakturen

Wirkungsweise

- Entlastung des Rückfußes

Größe	Fußlänge cm	Schuhgröße
S	22-23	35-37
M	24-25	38-40
L	26-27	41-43
XL	28-29	44-46

Rezeptierung

Hinweise zur Abrechnung

- Hilfsmittel können nach wie vor zu Lasten der GKV verordnet werden.
- Richtgrößen, die für Wirtschaftlichkeitsprüfungen heranzuziehen sind, werden nicht für Hilfsmittel festgelegt.
- Bei Hilfsmitteln besteht grundsätzlich keine Gefahr von Ausgleichszahlungen an die Kassenärztlichen Vereinigungen.
- Im Rahmen der Therapiefreiheit ist freigestellt, welches Hilfsmittel verordnet wird, d.h. der Arzt kann entscheiden, welches Hilfsmittel für den Patienten am besten geeignet ist.
- Eine Einzelproduktverordnung ist möglich, d.h. es kann ein ganz bestimmtes Produkt verordnet werden, wenn es als besonders geeignet erachtet wird (vgl. „Hilfsmittel-Richtlinie“, § 7, Abs. 3, Satz 3). In diesem Fall sollte eine kurze Begründung (z.B. Angabe spezifischer Produktvorteile) auf dem Rezept vermerkt werden.

Krankenkasse bzw. Kostenträger		1	
Name, Vorname des Versicherten		2	
geb. am			
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status	
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum	
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)		Vertragsarztstempel	
3	leicht fortgeschrittene Gonarthrose	6	Wegen geriatrischer Bewegungseinschränkung leicht anzulegende Gonarthrose-Orthese
4	1 Stück, GENU OA		
5	rechts medial		
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Abgabedatum in der Apotheke	
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer		

- 1 Orthopädische Hilfsmittel - Feld 7 (nicht budgetiert)
- 2 HMV-Nr. 10-stellig
- 3 Indikation/Diagnose
- 4 Anzahl (1 Stück), Produktname
- 5 Seite, falls notwendig (links/rechts)
- 6 Begründungsbeispiel für die Einzelverordnung

HMV-Nr. (Hilfsmittelpositionsnr.), 10-stellig
23.04.04.1010

- 23 - Produktgruppe: Orthesen/Schienen
- 04 - Anwendungsort: Knie
- 04 - Untergruppe: Orthesen zur Entlastung und Korrektur
- 1 - Produktart: Knieorthesen zur Entlastung und Führung
- 010 - Einzelprodukt: spezielles Produkt des Herstellers, GENU OA

Indikationsübersicht Halswirbelsäule

Indikationen	Cervi-moll	Cervi-med	Cervi-med forte	PDC	Ortel C4 Vario	Ortel T-Neck	Ortel T-Neck Plus
Akutes/chronisches Cervicalsyndrom	•	•	•	•	•	•	•
Distorsionen der HWS	•	•	•	•			
Arthrose	•	•	•	•	•		
Schiefhals	•	•		•			
Instabilität der HWS					•	•	•
Präoperativ					•	•	•
Postoperativ	•	•	•	•	•	•	•
Posttraumatisch					•	•	•
Entzündliche Erkrankungen			•		•	•	•

Indikationsübersicht Osteoporose

Indikationen	Osteo-med Damen K, N, L	Sleeq Flex	Osteomed Acute
Osteoporose	•		•
Stabile, osteoporotische Wirbelkörperfrakturen		•	•
Rundrücken mit Schulterfehlhaltung		•	•
Spondylitis (Wirbelentzündungen)		•	•
Morbus Bechterew		•	•

Indikationsübersicht Rücken

Indikationen	Lomba-Skin	Lombax Original LombaStab® Lombacross Activity	Reversa PROMASTER Lomba-GO Lombax Vario	Reversa Vario PROMASTER	Lomba-Stab® Vario	Reversa Vario Plus PROMASTER LombaStab® High	Sleeq	Lomba-Stab® Immo	Sleeq SFO	Sleeq SFO Plus	Sleeq Max TLSO	Lomba-Stab® Dorso	Lombamum®	Dynabelt
Osteoporose		•				•					•	•		
Lumbalgien	•			•										
Lumboischialgien	•			•					•	•				
Reizzustände des ISG/ LWS	•	•	•	•	•	•							•	
Statisch muskuläre Insuffizienzen		•	•	•	•							•		
Degenerative Veränderungen		•		•		•								
Kreuzschmerzen mit/ ohne akuten oder anhaltendem Nervenwurzelschmerz			•		•									
Schmerzzustände im LWS-Bereich													•	
Schwere Lumboischialgie							•	•	•	•				
Schweres Lumbalsyndrom								•						
Spondylolistese, BS-OP							•	•	•	•				
Spinalkanaldekompensation								•			•			
Postoperative Stabilisierung								•			•	•		
Radikuläres Lumbalsyndrom							•		•	•				
Schwere Spondylarthrose							•			•				
Spinalkanalstenose							•		•	•				
Mit der Schwangerschaft einhergehende Schmerzen im LWS-Bereich													•	
Nabelbruch														•
Rippenfrakturen														•
Bauchwandbruch														•

Indikationsübersicht Arm

Indikationen	Epi-med®	Epi PROMASTER	Epi-GO	Sillstab Epi
Epicondylitis humeri (medial/lateral)	•	•	•	•
Reizzustände		•	•	•
Distorsionen		•	•	•
Gelenkergüsse		•	•	•
Schwellungen		•	•	•

Indikationsübersicht Hand

Indikationen	Manu PRO-MASTER	Manu-GO	Ligaflex Pro	Ligaflex Classic	Ligaflex Pro+	Ligaflex Manu	Ligaflex Rhizo	Rhizo Pro	Ligaflex Finger	Ligaflex Boxer
Tendovaginitis	•	•	•	•	•	•				
Reizzustände	•	•	•	•	•	•				
Leichte Distorsionen	•	•								
Gelenkergüsse	•	•								
Schwellungen	•	•								
Karpaltunnelsyndrom			•	•	•	•				
Distorsionen			•	•	•	•			•	
Ruhigstellung			•	•	•	•			•	•
Arthritis/Arthrose im Handgelenk			•	•	•	•				
Reizzustände des Daumens							•	•		
Rhizarthrose							•	•		
Bandläsionen (Skidaumen)							•	•		

Indikationsübersicht Schulter

Indikationen	Schulter-Fix Basic	Schulter-Fix Forte	Schulter-Fix Abdukt, 15°	Schulter-Fix Universal, 0°, 30°, 45°	Ligaflex Clavicula	Immo Classic
Postoperative/-traumatische Ruhigstellung der Schulter	•	•				•
Reizzustände im Schulterbereich	•	•				•
Muskel- und Sehnenverletzungen	•	•				
Arthrose	•	•				
Postoperative Entlastung			•	•		
Rotatorenmanschettenriss/-anriss			•	•		
Impingementsyndrom			•	•		
Kalkschulter			•	•		
Schulterprothese				•		
SLAP Läsion				•		
Claviculafraktur					•	

Indikationsübersicht Knie

Indikationen	Genu PRO-MASTER Genu-GO	Genu FS	Genu PFS PRO-MASTER	Genu Ligaflex Genu Ligaflex ROM	Rebel Pro Rebel Standard GenuPro Control	Genu OA	Rebel Reliever	Ligaflex Immo 0°/ 20°
Reizzustände	•							
Tendomyopathien und Ansatzligamentosen	•							
Arthrose	•							
Arthritis	•							
Leichte Gelenkinstabilitäten	•							
Pathologien der Patella	•		•					
Patellofemorales Schmerzsyndrom		•	•					
Schwere degenerative Veränderungen des Patellagleitweges			•					
Patellalateralisation		•	•					
Patellainstabilitäten		•	•					
Patellaspitzensyndrom		•						
Patellahochstand/Patella alta		•	•					
Patellaluxation/ -subluxation			•					•
Retropatellare Arthrose			•					
Leichte bis mittlere/chronische Instabilitäten				•				
Postoperative/-traumatische Reizzustände				•				
Leichte Gonarthrose				•				
Läsionen ACL/PCL					•			•
Läsionen des medialen/lateralen Seitenbandes					•			•
Meniskusschwäche					•			
Gonarthrose						•	•	
Mediale/laterale Entlastung						•	•	
Gonarthrit							•	
Prä-/Postoperative Ruhigstellung								•
Schwere Muskelverletzungen								•

Indikationsübersicht Sprunggelenk

Indikationen	Malleo PROMASTER Malleo PROMASTER Aktiv	Malleo-GO	Silistab Achillo	Ligacast Anatomic u. Junior	Malleo Dynastab Malleo Dynastab Boa®	Malleo Dynastab Vario
Reizzustände, Schwellungen	•	•	•			
Leichte Distorsionen, Gelenkergüsse, leichte Gelenkinstabilitäten	•	•				
Achillodynie oder Achillesbursitis			•			
Akute/chronische Gelenkinstabilität				•		•
Distorsionen Grad 1 und 2				•	•	
Konservative/postoperative Versorgung				•	•	
Hyperlaxität des Bandapparates					•	
Distorsionen Grad 2 und 3						•
Postoperativ nach Sprunggelenksoperationen						•
Akute entzündliche Sprunggelenkerkrankungen						•

Indikationsübersicht Fuss

Indikationen	SpryStep® flex	SpryStep®	SpryStep® max	SpryStep® plus	Pero-med AFO III/II	XLR8 Walker	Elastocalx N, Plus, Flex, S/P	Podo-med
Peronäus-Parese oder Schlaganfall	•	•	•	•	•			
Traumatische Verletzungen	•	•	•	•	•			
Achillessehnenruptur/-verletzung						•		
Distorsionen Grad 2 und 3						•		
Postoperativ nach Sprunggelenksoperationen						•		
Metatarsalfrakturen						•		
Fersensporn							•	
Überlastungssymptome							•	
Arthrose der Fuß- und Beingelenke							•	
Plantarulcera								•
Verletzungen und Frakturen am Fuß								•
Vorfuß- oder Rückfußentlastung								•

Index

A				
B				
C				
CERVI-MED	10			
CERVI-MED FORTE	10			
CERVI-MOLL	10			
D				
DYNABELT	33			
DYNACROSS	25			
DYNASTAB DUAL HAND	18			
E				
ELASTOCALX FLEX	50			
ELASTOCALX N	49			
ELASTOCALX PLUS	50			
ELASTOCALX S/P	50			
EPI PROMASTER	21			
EPI-GO	21			
EPI-MED®	21			
G				
GENU FS	36			
GENU LIGAFLEX ROM	37			
GENU LIGAFLEX, OFFEN/GESCHLOSSEN	36			
GENU OA	37			
GENU PFS PROMASTER	36			
GENU PROMASTER	35			
GENU-GO	35			
GENUPRO ACTIV	35			
GENUPRO COMFORT	35			
GENUPRO CONTROL	40			
H				
HIP-MED®	33			
HIPLOC EVO	33			
I				
IMMO CLASSIC	14			
K				
KNIE IMMOBILISIERUNGS- SCHIENE 0°; 3-TEILIG	41			
L				
LIGAFLEX ANATOMIC	45			
LIGAFLEX BOXER	19			
LIGAFLEX CLASSIC	20			
LIGAFLEX CLAVICULA	14			
LIGAFLEX FINGER	19			
LIGAFLEX IMMO 0°	41			
LIGAFLEX IMMO 0°, 3-TEILIG	41			
LIGAFLEX IMMO 20°	41			
LIGAFLEX MANU	19			
LIGAFLEX PRO	20			
LIGAFLEX PRO+	19			
LIGAFLEX RHIZO	20			
LIGASTRAP IMMO	45			
LOMBA-GO	26			
LOMBACROSS ACTIVITY	26			
LOMBAMUM	30			
LOMBASKIN	25			
LOMBASTAB®	26			
LOMBASTAB® DORSO	32			
LOMBASTAB® HIGH	28			
LOMBASTAB® IMMO	29			
LOMBASTAB® VARIO	27			
LOMBAX ORIGINAL	25			
LOMBAX VARIO	27			
M				
MALLEO DYNASTAB	45			
MALLEO DYNASTAB BOA®	46			
MALLEO DYNASTAB VARIO	46			
MALLEO PROMASTER	44			
MALLEO PROMASTER AKTIV	44			
MALLEO-GO	44			
MALLEOPRO ACTIV	44			
MANU PROMASTER	18			
MANU-GO	18			
N				
O				
ORTEL ANATOMIC	10			
ORTEL T-NECK	11			
ORTEL T-NECK PLUS	11			
ORTHO FLEX	18			
OSTEO-MED DAMEN	24			
OSTEOMED ACUTE	24			
P				
PDC	11			
PERO-MED AFO III/II	48			
PODO-MED	51/52			
PODOSIL	50			
Q				
R				
REBEL PRO	40			
REBEL RELIEVER	37			
REBEL STANDARD	40			
REVERSA PROMASTER	26			
REVERSA VARIO PLUS PROMASTER DAMEN	28			
REVERSA VARIO PLUS PROMASTER HERREN	28			
REVERSA VARIO PROMASTER DAMEN	27			
REVERSA VARIO PROMASTER HERREN	27			
RHIZO-PRO	20			
S				
SCHULTER-FIX ABDUKT (SFA)	14			
SCHULTER-FIX BASIC (SFB)	14			
SCHULTER-FIX FORTE (SFF)	14			
SCHULTER-FIX UNIVERSAL (SFU)	14			
SILISTAB ACHILLO	45			
SILISTAB EPI	21			
SLEEQ	28			
SLEEQ FLEX	24			
SLEEQ MAX TLSO	32			
SLEEQ SFO	29			
SLEEQ SFO PLUS	29			
SOHLI	49			
SPRYSTEP	48			
SPRYSTEP® FLEX	46			
SPRYSTEP MAX	48			
SPRYSTEP PEDIATRIC	46			
SPRYSTEP PLUS	48			
STOMEX	33			
T				
U				
V				
W				
X				
XLR8 MID CALF WALKER	49			
XLR8 WALKER	49			
Y				
Z				

24-h-Lieferzeit

Bei Auftragserteilung bis 14.30 Uhr erfolgt der Versand der Lagerware am gleichen Tag.

Besondere Versandwünsche werden nach Aufwand berechnet.

Kundenservice-Hotline

Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr.

Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr.

Kundenservice Allgemein:

Tel.: +49 5139 988-0 · Tel.: 0800 8482763

Kundenservice Serienprodukte

Tel.: +49 5139 988-205 · Fax: +49 5139 988-177 · bestellung@thuasne.de

Kundenservice Maßprodukte

Tel.: +49 64517212-180 · Fax: +49 64517212-980 · massbestellung@thuasne.de

Versandkosten

Die Versandkosten werden gestaffelt in Abhängigkeit vom Auftragswert berechnet:

Auftragswert	Versandkosten
bis 400 €	4,50 €
ab 400 €	versandkostenfrei

Die Zustellung von Maßanfertigungen und Teillieferungen erfolgt versandkostenfrei.

Expresszustellungen werden nach den aktuellen Tarifen des jeweiligen Frachtführers berechnet.

Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



IMPRESSUM

Thuasne Deutschland GmbH
Im Steinkamp 12
30938 Burgwedel

Tel. +49 5139 988-0
Fax +49 5139 988-177
E-Mail: info@thuasne.de
Internet: www.thuasne.de

Geschäftsführer: Joachim Dehmel, Elizabeth Ducottet, Delphine Hanton

Handelsregister HRB 205507
Amtsgericht Hannover
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz: DE 252968335
Steuer-Nummer: 02624620419

Wings for your health

THUASNE DEUTSCHLAND GmbH

Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177
info@thuasne.de · www.thuasne.de

Hauptstraße 16 · D-35099 Burgwald
Tel.: +49 6451 7212-180 · Fax: +49 6451 7212-980

Kundenservice-Hotline:
Montag bis Donnerstag
von 8.00 bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
kundenservice@thuasne.de

Kundenservice Serienprodukte:
Tel.: +49 5139 988-205 · Fax: +49 5139 988-177
bestellung@thuasne.de

Kundenservice Maßprodukte:
Tel.: +49 6451 7212-180 · Fax: +49 6451 7212-980
massbestellung@thuasne.de

Alle in diesem Dokument genannten Medizinprodukte sind gemäß der europäischen Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte CE-gekennzeichnet, sofern sie nicht ausdrücklich als „NICHT CE-MARKIERT“ gekennzeichnet sind. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung, Indikationen und Kontraindikationen des Produkts sorgfältig durch.
Stand: 03/2022. THUASNE DEUTSCHLAND GmbH, D-30938 Burgwedel.
Photo credit Studio Caterin, Jimmy Delpire



TM13004BDD4_1.0_04.22