



Einwilligungserklärung zur Weitergabe von personenbezogenen Daten an den Hersteller liegt vor

**Patient:in**  
 Name: \_\_\_\_\_  m  w  
 Vorname: \_\_\_\_\_  m  w  
 Geb.-Datum: \_\_\_\_\_  
 Straße, Nr.: \_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

**Firmenanschrift**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Ansprechpartner:in \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

**Kostenvoranschlag an Fax/Email:** \_\_\_\_\_

**Bestellung**

**Lieferanschrift**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Neuversorgung  
 Nachbestellung, Maßnr.: \_\_\_\_\_  
 Änderungen beachten

**Interne Vermerke**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Anzahl	Artikel	Material	Farbe
<input type="checkbox"/> Stück	<input type="checkbox"/> Arm spezial <input type="checkbox"/> Weste <input type="checkbox"/> Jacke	<input type="checkbox"/> Nature gestrickt <input type="checkbox"/> Nature gewebt <input type="checkbox"/> Skin <input type="checkbox"/> Rigid <input type="checkbox"/> Silver	<input type="checkbox"/> weiß <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> mint <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> jeans <input type="checkbox"/> rosa <input type="checkbox"/> rot <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> trend <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> anthrazit <sup>4</sup> <input type="checkbox"/> nachtblau <sup>4</sup> (* <sup>1</sup> nicht Skin, * <sup>2</sup> nicht Nature gewebt, * <sup>3</sup> nur Skin, * <sup>4</sup> nur Rigid)
			<input type="checkbox"/> <b>Nähte bunt</b>

Besonderheiten	Bügelbild:
<input type="checkbox"/> Amputation <input type="checkbox"/> Druckpelotte (einzeichnen)	<input type="checkbox"/> Eule <input type="checkbox"/> Katze
<input type="checkbox"/> Memoryschaum (einzeichnen) <input type="checkbox"/> Silon-Tex (einzeichnen)	<input type="checkbox"/> Spinne <input type="checkbox"/> Hubschrauber
<input type="checkbox"/> Zusätzliche Öffnung (einzeichnen) <input type="checkbox"/> Kunstleder (einzeichnen)	
<input type="checkbox"/> ARION Anziehhilfe Gr.: _____	

### Rechte Patient:innenseite

① \_\_\_\_\_ Halsumfang zirkulär über 7. Cervicalwirbel und Oberkante Sternum  
 ② \_\_\_\_\_ halber Unterarmumfang vorn eingeatmet

- 13 \_\_\_\_\_ Schulterlänge rechts
- 14 \_\_\_\_\_ Achselumfang rechts
- 16 \_\_\_\_\_ Schulterkappe rechts
- 15 \_\_\_\_\_ Oberarmumfang rechts
- 18 \_\_\_\_\_ Länge bis Oberarmmitte
- 17 \_\_\_\_\_ Umfang Mitte Oberarm (dickste Stelle)
- 20 \_\_\_\_\_ Länge bis Ellenbogen
- 19 \_\_\_\_\_ Ellenbogenumfang
- 22 \_\_\_\_\_ Länge bis Unterarmmitte
- 21 \_\_\_\_\_ Umfang Mitte Unterarm (dickste Stelle)
- 24 \_\_\_\_\_ Länge bis Handgelenk
- 23 \_\_\_\_\_ Handgelenkumfang

- 4 \_\_\_\_\_ Länge Oberkante Sternum bis Unterarmumfang
- 3 \_\_\_\_\_ Unterarmumfang zirkulär eingeatmet
- 6 \_\_\_\_\_ Länge Oberkante Sternum bis Unterarmumfang
- 5 \_\_\_\_\_ Unterarmumfang eingeatmet
- 8 \_\_\_\_\_ Länge Oberkante Sternum bis Taille
- 7 \_\_\_\_\_ Taillenumfang
- 10 \_\_\_\_\_ Länge Oberkante Sternum bis Bandagenende
- 9 \_\_\_\_\_ Beckenumfang
- 37 \_\_\_\_\_ Länge 7. Cervicalwirbel bis Bandagenende

### Linke Patient:innenseite

- 12 \_\_\_\_\_ Achselumfang links
- 11 \_\_\_\_\_ Schulterlänge links
- 25 \_\_\_\_\_ Oberarmumfang links
- 26 \_\_\_\_\_ Schulterkappe links
- 27 \_\_\_\_\_ Umfang Mitte Oberarm (dickste Stelle)
- 28 \_\_\_\_\_ Länge bis Oberarmmitte
- 29 \_\_\_\_\_ Ellenbogenumfang
- 30 \_\_\_\_\_ Länge bis Ellenbogen
- 31 \_\_\_\_\_ Umfang Mitte Unterarm (dickste Stelle)
- 32 \_\_\_\_\_ Länge bis Unterarmmitte
- 33 \_\_\_\_\_ Handgelenkumfang
- 34 \_\_\_\_\_ Länge bis Handgelenk

### Arm rechts

**Achselkompression**  ja  nein

#### Verschluss

- Länge \_\_\_\_\_ cm  
 von: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_  
 Reißverschluss  
 eingenäht  aufgenäht  
 Klett  Klett über RV  
 Haken/Ösen  
 Daumenseite, vorn  
 Kleinfingerseite, hinten  
 innen  
 außen  
 Streckdefizit: \_\_\_\_\_°  
 Haftband  3 cm  5 cm  
 Haftbandstücke  Haftpads  
 elast. Abschlussband  
 3 cm  5 cm

### Thorax

- Halsausschnitt vorn  
 \_\_\_\_\_ cm ab Sternum  
 Halsausschnitt hinten  
 \_\_\_\_\_ cm ab 7. Cervicalwirbel  
 Raglanarm (Standard)  Kugelarm  
 **Kragen**  
 Umfang oben: \_\_\_\_\_ cm  
 Umfang unten: \_\_\_\_\_ cm  
 Höhe vorn: \_\_\_\_\_ cm  
 Höhe hinten: \_\_\_\_\_ cm  
 Sternum-Hals unten: \_\_\_\_\_ cm  
 **Brustkörbchen**  
 mit Kompression  ohne Kompression  
 re: A B C D E F  
 li: A B C D E F  
 Epithesentasche  rechts  links

### Verschluss

- Reißverschluss  
 eingenäht  aufgenäht  
 Klett  Klett über RV  
 Haken/Ösen  
 **Position**  Brust  Rücken  
 Schonhaltung  
 Bauch  
 Schrittgurt \_\_\_\_\_ cm lang  
 Haftband  3 cm  5 cm  
 Haftbandstücke  Haftpads  
 elast. Abschlussband  
 3 cm  5 cm  
 Taillenumfang  
 Klett zur Hose


### Arm links

**Achselkompression**  ja  nein

#### Verschluss

- Länge \_\_\_\_\_ cm  
 von: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_  
 Reißverschluss  
 eingenäht  aufgenäht  
 Klett  Klett über RV  
 Haken/Ösen  
 Daumenseite, vorn  
 Kleinfingerseite, hinten  
 innen  
 außen  
 Streckdefizit: \_\_\_\_\_°  
 Haftband  3 cm  5 cm  
 Haftbandstücke  Haftpads  
 elast. Abschlussband  
 3 cm  5 cm

Firmenanschrift/Ansprechpartner:in



### Hinweise zum exakten Maßnehmen einer CICATREX-Jacke

- Für eine genaue Messung sollten Sie ein flexibles Maßband sowie einen Bodymarker verwenden.
- Alle Maße werden in natürlicher Körperhaltung der Patientin/des Patienten genommen.
- Zeichnen Sie nach Möglichkeit den Umriss der Jacke in die Skizze ein und schraffieren Sie die Narbenbereiche.
- Druckpelotten, Silon-TEX, zusätzliche Öffnungen sowie zusätzliche Maße, die der Maßnehmende für wichtig hält, sind in die Skizze einzutragen.
- Die Längenmaße für die Ärmel werden ab dem Akromion genommen. Bitte messen Sie dabei stets an der Außenseite des Armes über den Epicondylus lateralis.

### Erklärung der Symbole und Abkürzungen

- ⌒ = semizirkuläres Maß
- = zirkuläres Maß
- = Längenmaß
- RV = Reißverschluss